

Varilite

M I D B A C K

Rückensystem

Der Icon Mid Back stützt Rollstuhlfahrer/-innen bis unterhalb des Schulterblatts, so dass das Rückenteil den Armbewegungen die volle Freiheit lässt. Die Schale des Modells Icon Mid Back bietet eine leichte, seitliche Stütze. Das Rückenteil ist mit einem verstärkten, überstehenden Kissen ausgestattet, das dem Benutzer Schutz und mehr Komfort bietet.





Masstabelle Mid Back

SB x RH	35x28	38x31	40x32	43x34	45x36	50x40
Art.-Nr.	ICONMI3528	ICONMI3831	ICONMI4032	ICONMI4334	ICONMI4536	ICONMI5040
Standard						

Welche Rückenbreite für welche Rumpfbreite

Rückenbreite (cm) SB	Rumpfbreite (cm) F	Rollstuhlbreite (cm)
35	27	33 - 38
38	29	35 - 40
40	32	38 - 43
43	35	40 - 45
45	37	43 - 48
50	42	48 - 53

Technische Daten (in cm)



Sitztiefe bei SB 45cm inkl.
Rückenpolster 3.6 - 7.6cm.
Tiefe verändert sich mit Luftfüllung

- A. Rückenhöhe (Rückenschale ohne Polster)
- B. Rückenkante unten bis Öffnung unterste Position
- C. Rückenkante unten bis Öffnung oberste Position
- D. Einstellung vertikal
- E. Breite aussen
- F. Breite innen

Mid Back Breite	35	38	40	43	45	50
A	28	31	32	34	36	40
B	4	4	4	4	4	4
C	17	18	19	20	22	22
D	4	5	6	8	9	9
E	29	31	34	37	39	44
F	27	29	32	35	37	42