



Silikon-Fussprothese

Beschreibung

Vorfussrekonstruktion aus Silikon ermöglicht physiologische Stützung und Bettung des Stumpfes im Schuh. Dadurch wird ein natürlicher Bewegungsablauf mit frei beweglichem OSG und USG ermöglicht. Durch die Verwendung von Silikon mit individueller Farb- und Formgestaltung erhält man eine optimale Fixierung durch Vollkontakt am Stumpf, gleichmässige Druckverteilung, einfache Handhabung und Pflege sowie gute optische Ergebnisse.

Anwendung

Vorfussrekonstruktion nach Amputationen (vom transmetatarsalen Niveau bis zum Lisfranc-Gelenk)

