



## Genutrain A3

### Beschreibung

Die Bandage fördert durch die Kompression die Oedemreduzierung. Hautrezeptoren werden stimuliert und somit die Muskulatur aktiviert. Durch die Pelottenform wird speziell der M. vastus medialis stimuliert. Die Sehne des M. rectus ist freigelassen. Durch integrierte Korrekturzügel wird einem Abdriften der Patella entgegengewirkt.

### Anwendung

Anwendung bei Reizzuständen der Weichteile im Kniegelenk insbesondere Gonarthrose; funktionelle Instabilität infolge muskulärer Dysbalance; Patellalateralisation; Gelenkerguss

