



## Kasseler Patellar- Sehnenbandage

### Beschreibung

Die Bandage erhöht den infrapatellaren Druck. Somit wird der Muskeltonus erhöht (M.quadr.fem) und das Gelenk stabilisiert. Die Koordination wird verbessert und Schmerzen gelindert. Der Pelottendruck ist stufenlos anpassbar. Durch den Verlauf der Bandage ist die Kniegelenkbeweglichkeit nicht beeinträchtigt.

### Anwendung

Anwendung bei Patellaspitzensyndrom/ Chondropathia patellae/ femoropatellare Arthrose/ Insuffizienz des vorderen Kreuzbandes

