



## Vorfussprothese OSG frei

### Beschreibung

Vorfussrekonstruktion aus thermoplastischen Kunststoffen (einfach nachzupassen) ermöglichen physiologische Stützung und Bettung des Stumpfes im Schuh. Dadurch wird ein natürlicher Bewegungsablauf mit frei beweglichem OSG und USG ermöglicht. Individuelle Farb- und Formgestaltung, einfache Handhabung und Pflege. Die Prothese wird über einen Stumpfstrumpf getragen.

### Anwendung

Leichte, stabile Vorfussrekonstruktion nach Amputationen (vom transmetatarsalen Niveau bis zum Lisfranc-Gelenk) mit der Möglichkeit der gezielten lokalisierten Entlastung

