



Kinderrollstuhl Pro Activ Litty for you

PROACTIV
REHA-TECHNIK

Leicht und Stabil

Beschreibung

Der Kinderrollstuhl Litty for you überzeugt durch seine individuelle, für Kinder optimale Rahmengeometrie. Es sind unterschiedliche Sitz- und Rückeneinheiten möglich: Sitzplatte, Sitzbespannung und Rückenschale. Durch zehn frei wählbare Rahmenparameter kann optimal auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes eingegangen werden. Das geringe Gesamtgewicht ab 6,7 kg und der optimale Leichtlauf machen den Rollstuhl auch für Kinder mit geringer Armkraft zum geeigneten Gefährt. Mit einer Sitzbreite ab 16 cm bietet der Litty for you unseren jüngsten Fahrern die Möglichkeit, sich aktiv zu entfalten.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|--------|
| Sitzbreite (von - bis) [cm] | 16-38 |
| Sitztiefe (von - bis) [cm] | 16-38 |
| Rückenhöhe (von - bis) [cm] | 20-45 |
| Sitzhöhe [cm] | 40-47 |
| Max. Nutzergewicht [kg] | 50 |
| Gewicht [kg] | ab 6.7 |

Artikel

Basispreise Art. Nr.
inkl. MwSt.

Litty for you

ab Fr. 5'022

