



Kinderrollstuhl Hoggi Swingbo 2XL

HOGGI[®]

Verstärkt aber trotzdem leicht

Beschreibung

Mit dem Kinderrollstuhl Swingbo 2XL wurde das innovative Versorgungskonzept konsequent weiterentwickelt. Durch die Verstärkung der Rahmenkonstruktion kann das Modelle eine Zuladung von 100kg aufnehmen und bis zu einer Sitzbreite 44cm eingesetzt werden.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	32-44
Sitzhöhe [cm]	45-53
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	42-59
Sitzhöhe [cm]	45-53
Max. Nutzergewicht [kg]	100
Gewicht [kg]	ab 14

Artikel

Basispreise Art. Nr.
inkl. MwSt.

Swingbo 2XL	ab Fr. 6'085
-------------	--------------



