



Kinderrollstuhl Hoggi Swingbo VTi

HOGGI[®]

Das innovative Versorgungskonzept

Beschreibung

Im Sinne einer möglichst optimalen und individuellen Versorgung wird der Rollstuhl Swingbo Vti als modulares Baukastensystem angeboten. Fahrgestell, Sitzeinheit und Fussbankanlage sind separat beziehbar. Damit eröffnet sich eine grosse Bandbreite von Versorgungskonzepten: von komplett standardisiert mit Fahrgestell und kompletter Sitzeinheit mit konfektionierten Sitz- und Rückenpolstern über teilindividualisiert bis hin zu vollindividualisiert mit einem Swingbo-Stras-sengestell und einer kompletten, massgefertigten Sitzschale. Die Sitzeinheit besteht aus Alu- und Blechkomponenten und bietet so definierte Positionierungsmöglichkeiten und individuelle Einstellungen. Durch ein breites Zubehörsortiment steht einer individuellen und passgenauen Versorgung nichts mehr im Wege.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	24-44
Sitztiefe (von - bis) [cm]	24-50
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	33-60
Sitzhöhe [cm]	37-51
Max. Nutzergewicht [kg]	60-75
Gewicht [kg]	ab 12

Artikel

Basispreise Art. Nr.
inkl. MwSt.

Swingbo VTi XL	ab Fr. 5'886
Swingbo VTi	ab Fr. 5'886

