

**Grundpreis: CHF 14'350.-**

Tarif-Ziffer: 60.118.003

inkl. elektrische Rückenverstellung  
inkl. Sitzkantelung  
inkl. LED Beleuchtung

Empfohlene Verkaufspreise in CHF,  
gültig ab 01.01.2019, exkl. 7,7% MWSt

## Juvo B6 Swiss Edition Elektrorollstuhl

**Artikel-Nr. : 490E75=0\_AE03\_C**

max. Zuladung: 160 kg

<input type="checkbox"/> <b>Kostenvoranschlag</b>	<input type="checkbox"/> <b>Bestellung</b>
Rechnungsanschrift/Kundenummer	
Lieferanschrift	
Kommission	Name
	.....
	Datum                      Unterschrift



Juvo B6 mit Heckantrieb



Juvo B6 mit Mittelradantrieb

Abbildungen zeigen Aufpreispositionen

Antriebsart		Bitte auswählen
<b>EA005</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Heckantrieb</b> mit 10" Lenkräder, pannensicher
<b>EA006</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Mittelradantrieb</b> mit 6" Lenkrädern, pannensicher

Alle angegebenen Masse zur Fertigstellung des Rollstuhls entsprechen der Richtigkeit und sind verbindlich.

**Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.  
Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.**

## Grundausrüstung

Tarif-Ziffer

### Chassis Grösse 2

**TEN° Steuerung (120Ah)** inkl. Bluetooth und IR, mit LCD Farbanzeige, inkl. 2 Eingänge für externe Taster

**Bedienpulthalter** parallel wegschwenkbar und höheneinstellbar, 9,5 cm Höhenverstellung

**Anbauseite**  links  rechts

### USB-Anschluss

#### Elektrische Sitzkantelung 0° - 45° mit Schwerpunktverlagerung

(max. Zuladung 200 kg) die Schwerpunktverlagerung verhindert das nach hinten überzukippen

60.554.000

#### Elektrische Rückenwinkelverstellung 30°

60.551.000

#### Batterien AGM 63Ah (C5), 72Ah (C20)

**12A Ladegerät, inkl. externe magnetische Ladebuchse** (Anbauseite rechts)

#### Antriebsräder 14" pannensicher

60.556.000

**Reifenfarbe grau / Reifenprofil: Lenkräder mit Rillenprofil; Antriebsräder mit Stollenprofil**

#### Spritzschutz für Antriebsräder

#### LED Beleuchtung mit Magnethalter

60.553.000

### Aktuatormodul

#### Antriebsmotoren 10 km/h / verstärkt

#### Beckengurt mit Gurtschloss

(Grundausrüstung, Beckengurt zur Strassenverkehrszulassung erforderlich)

## Optionen

### USB-Anschluss für externe Stromversorgung

ET004 USB, rechts  |  ET 007 USB, links

-

### Benutzergewicht

bis 75 kg  75 – 100 kg  100 – 140 kg  140 – 160 kg

Auswahl Benutzergewichte für optimalen Dämpfungskomfort.

### Sitztiefe (ST) in cm

34<sup>1</sup>  36<sup>1</sup>  38<sup>2</sup>  40<sup>2</sup>  42  44  46  48  50

<sup>1</sup>nur mit Juniorsitz

<sup>2</sup>Junior- + Standardsitz klein

### Sitzbreite (SB) in cm

34<sup>3</sup>  36<sup>3</sup>  38  40  42  44  46  48  50  52  54  56

<sup>3</sup>nur mit Juniorsitz

### Unterschenkellänge (UL) in cm

15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  
 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
 35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  
 45  46  47  48  49  50  51  52  53  54

### Sitzhöhe (SH) in cm

47  49  51

Sitzhöhe unbelastet gemessen vom Boden bis Oberkante Sitzblech, bei 0° Vorkantelung, ohne Sitzlift und ohne Sitzkissen. Bei Belastung wird die angegebene Sitzhöhe um mindestens 1 cm niedriger ausfallen (RWD mit Federung und FWD).

Standardsitz			Tarif-Ziffer	Mehrpreis
EC001	<input type="checkbox"/>	<b>Standardsitz, Junior</b> (ST 34 ... 40 cm, SB 34 ... 40 cm, RH 47 cm ... 37 cm, einstellbar in 5 cm Schritten, max. Zuladung ≤ 50 kg)		<b>185.-</b>
EC002	<input type="checkbox"/>	<b>Standardsitz, klein</b> (ST 38 ... 46 cm, SB 38 ... 42 cm, RH 55 cm ... 45 cm, einstellbar in 5 cm Schritten)		-
EC003	<input type="checkbox"/>	<b>Standardsitz, gross</b> (ST 42 ... 50 cm, SB 44...48 cm, RH 55 cm ... 45 cm, einstellbar in 5 cm Schritten)		-
EC004	<input type="checkbox"/>	<b>Standardsitz, XL</b> (ST 42 ... 50 cm, SB 50 ... 56 cm, RH 55 cm ... 45 cm, einstellbar in 5 cm Schritten)	70.101.000	<b>185.-</b>

Sitzkissen			Tarif-Ziffer	Mehrpreis
EC012	<input type="checkbox"/>	<b>Sitzkissen, schwarz bezogen</b> (Dicke 5 cm)	70.141.000	-
EC013	<input type="checkbox"/>	<b>Sitzkissen mit Inkontinenzbezug</b> (Dicke 5 cm)	70.145.000	<b>66.-</b>

Contoursitzkissen			Tarif-Ziffer	Mehrpreis
EC020	<input type="checkbox"/>	<b>Kissen mit flacher Kontur</b> (Sitzkissendicke 7 cm)	70.142.000	<b>298.-</b>
EC021	<input type="checkbox"/>	<b>Kissen mit tiefer Kontur</b> (Sitzkissendicke 9 cm)	70.142.000	<b>298.-</b>

Bezug für Contoursitzkissen (nur in Verbindung mit Contour-Sitz mit flacher oder tiefer Kontur)			Tarif-Ziffer	Mehrpreis
EC022	<input type="checkbox"/>	<b>Stoffbezug</b>		-
EC023	<input type="checkbox"/>	<b>Kunstlederbezug</b>		-
EC024	<input type="checkbox"/>	<b>Inkontinenz-Bezug</b> (kann zusätzlich zum Optionscode EC022 bestellt werden)	70.145.000	<b>55.-</b>

Rückenausführung / Ausführung für Contour-Rücken			Tarif-Ziffer	Mehrpreis
ED033	<input type="checkbox"/>	<b>Rückenpolster, anpassbar</b>		-
ED034	<input type="checkbox"/>	<b>Rückenpolster mit flacher Kontur</b> (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm)		<b>356.-</b>
ED035	<input type="checkbox"/>	<b>Rückenpolster mit tiefer Kontur</b> , (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm)	70.136.000	<b>356.-</b>

Bezug für Rückenpolster mit Kontur			Mehrpreis
ED037	<input type="checkbox"/>	<b>Stoffbezug</b>	-
ED038	<input type="checkbox"/>	<b>Kunstlederbezug</b>	-

Zubehör für Rückenpolster mit Kontur (nur für Rückenpolster mit tiefer Kontur)			Tarif-Ziffer	Mehrpreis
ED039	<input type="checkbox"/>	<b>Ergonomische Seitenführung verstärkt</b>	70.135.000	<b>110.-</b>
ED040	<input type="checkbox"/>	<b>Lumbalpolster, ergonomisch anpassbar</b>	70.135.000	<b>92.-</b>

**Die Kombination aus den aufgeführten Kopfstützen und Halterungen ist nach ISO 7176-19 Crash getestet.**

Anbau-Set für Kopf- und Nackenstütze Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör.			Tarif-Ziffer	Mehrpreis
EL001	<input type="checkbox"/>	<b>Kopfstützenhalterung Goose Neck</b>	70.121.000	<b>168.55</b>

Kopfstützen			Tarif-Ziffer	Mehrpreis
EL006	<input type="checkbox"/>	<b>Kopfstütze, klein</b>	70.121.000	<b>114.85</b>
EL007	<input type="checkbox"/>	<b>Kopfstütze, gross</b>	70.121.000	<b>114.85</b>
EL011	<input type="checkbox"/>	<b>Kopfstütze mit ABS-Aussenschale, klein</b>	70.121.000	<b>183.90</b>
EL012	<input type="checkbox"/>	<b>Kopfstütze mit ABS-Aussenschale, gross</b>	70.121.000	<b>196.60</b>
EL016	<input type="checkbox"/>	<b>Kopf-/Nackenstütze, X-Form, gross</b>	70.121.000	<b>133.30</b>

Armlehnen			Mehrpreis
EE023	<input type="checkbox"/>	Armlehnen standard	-
EE024	<input type="checkbox"/>	Armlehnen hochschwenkbar für VAS und Standardsitz keine Sitzbreitenverstellung über Seitenteileinschübe möglich	118.-

Ausführung Beinstützen			Tarif-Ziffer	Mehrpreis
EB001	<input type="checkbox"/>	Standard wegschwenkbar		-
EB002	<input type="checkbox"/>	Beinstützen mechanisch hochschwenkbar mit Längenausgleich, nur in Verbindung mit Alu-Fussplatten, max. Zuladung 140 kg (UL bei Standardsitz ab 27 cm, VAS ab 32 cm) (Kniewinkelverstellbar über Gasdruckfeder), nicht kombinierbar mit UL < 21 cm)	2x 70.151.000	654.-
EB013	<input type="checkbox"/>	Beinstützen zentral montiert		798.-

Ausführung der Fussplatte			Mehrpreis
EB006	<input type="checkbox"/>	Fussplatte geteilt, Kunststoff (max. Zuladung 140 kg, nicht in Kombination mit hochschwenkbaren Versionen, Grundausstattung)	-
EB007	<input type="checkbox"/>	Fussplatte geteilt, Aluminium (max. Zuladung 160 kg)	135.-

Zubehör Beinstütze			Mehrpreis
EB010	<input type="checkbox"/>	Seitliches Beinpolster (für mechanisch hochschwenkbare Beinstützen)	156.-

Zubehör Fahrgestell			Mehrpreis
EA011	<input type="checkbox"/>	Spritzschutz für Lenkräder	59.-

Rahmenfarbe			Mehrpreis
010	<input type="checkbox"/>	Marineblau	-
027	<input type="checkbox"/>	Shimano matt	-
005	<input type="checkbox"/>	Sparkle Hellorange	-
014	<input type="checkbox"/>	Candy Rot	-

Weiteres Zubehör Fahrgestell			Mehrpreis
ES002	<input type="checkbox"/>	Fahrzeug-Transport-Satz (nach ISO 7176-19, nur bei Standardsitz möglich) max. Zuladung bis 140 kg	196.-

Gehäusefarben für Bedienpult, TEN°			Mehrpreis
EU027	<input type="checkbox"/>	Shimano matt	-
EU005	<input type="checkbox"/>	Sparkle Hellorange	-
EU010	<input type="checkbox"/>	Marineblau	-
EU014	<input type="checkbox"/>	Candy Rot	-

Zubehör Allgemein			Tarif-Ziffer	Mehrpreis
ES005	<input type="checkbox"/>	Stockhalter	60.512.000	130.-
ES006	<input type="checkbox"/>	Rückspiegel anklappbar (Montage auf der Gegenseite zum Bedienpult) (nicht in Verbindung mit Therapietisch)	60.555.000	140.-
ES007	<input type="checkbox"/>	Werkzeugsatz		50.-
ES012	<input type="checkbox"/>	Therapietisch wegschwenkbar (Schwenkarm gegenüber Bedienpult) (nicht in Verbindung mit Rückspiegel)	70.161.000	599.-

Ladegeräte			Mehrpreis
EU042	<input type="checkbox"/>	Ladegerät 12A, inkl. externe magnetische Ladebuchse, Anbauseite rechts	-
EU044	<input type="checkbox"/>	Ladegerät 10A, lüfterlos	-

Sonderbau Bedienpult			Mehrpreis
13650.001	<input type="checkbox"/>	Montage <b>R-Net Colour Joystick</b> (493U65=SK113)	-

  

Lenkradschwinge		Tarif-Ziffer	Mehrpreis
EF001	<input type="checkbox"/>	<b>Mit Federung</b> (beim MWD inklusive)	-
EF002	<input type="checkbox"/>	<b>Ohne Federung</b> (Grundausrüstung bei FWD und RWD)	-