

Rechnungsanschrift:

Versandadresse:

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung

Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:

Die clevere Eltern-Kind-Tandemkupplung.

- passend für alle **Schuchmann-Dreiräder** mit Freilauf und / oder Umschaltung auf Freilauf
- für alle 26"- und 28"-Erwachsenenräder mit und ohne Hinterbaufederung mit Schnellspanner-Radbefestigung
- Räder mit Vollachse oder Radnabenschaltung können mit optional erhältlichen Adaptern vorbereitet werden
- Kindersitze, Gepäckträger und Packtaschen bleiben am Zugfahrrad uneingeschränkt nutzbar
- Koppeln und Entkoppeln des Dreirades innerhalb von Sekunden möglich
- inkl. Spezial-Achs-Muttern



Maße - Grundmodell

	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
erforderliche Größe des Zugfahrrades	26" - 28"	26" - 28"	26" - 28"
max. Dreiradgröße	12" (auch für 16" + 20" zu verwenden)	16" + 20"	24" + 26"
max. Zuggewicht	40 kg	60 kg	80 kg
Gewicht	5,1 kg	5,1 kg	8,7 kg

Grundmodell		
follow-me momo. Gr. 1 für 12"	follow-me momo. Gr. 2 für 16" + 20"	follow-me momo. Gr. 3 für 24" + 26"
	Preis / Stück	Preis / Stück
<input type="checkbox"/> 39 00 100	CHF 575	<input type="checkbox"/> 39 01 100
	Preis / Stück	Preis / Stück
	CHF 575	<input type="checkbox"/> 39 02 100
		CHF 850

Adapter			
Adapter für Hinterachse des Zugfahrrades mit: <ul style="list-style-type: none"> Naben- oder Kettenschaltung und Schnellspanner (siehe Abb. 1) mit einer maximalen Rahmen-Außenbreite von 150 mm 	Adapter für Hinterachse des Zugfahrrades mit: <ul style="list-style-type: none"> Naben- oder Kettenschaltung und Schnellspanner (siehe Abb. 2) mit einer maximalen Rahmen-Außenbreite von 150 mm bis 175 mm 	Adapter für Hinterachse des Zugfahrrades mit: <ul style="list-style-type: none"> Naben- oder Kettenschaltung mit Vollachse und Muttern (siehe Abb. 3) 	Adapter für Hinterachse des Zugfahrrades mit: <ul style="list-style-type: none"> Nabenschaltung und Clickbox (siehe Abb. 4) 
Einer der vier angebotenen Adapter ist inklusive. Jeden weiteren Adapter berechnen wir mit CHF 99 / Satz.			
Preis / Satz	Preis / Satz	Preis / Satz	Preis / Satz
<input type="checkbox"/> 39 01 101	inkl.	<input type="checkbox"/> 39 02 101	inkl.
		<input type="checkbox"/> 39 01 102	inkl.
			<input type="checkbox"/> 39 01 103
			inkl.

Zubehör	
Aufhängebügel – für Gepäckträger mit „Top-Light“, inkl. Karabinerhaken und Montageanleitung (inkl. bei Gr.3) 	Anbauvorbereitung des follow-me momo. – Einstellung des follow-me momo. auf Radgröße des Dreirades (im Hause Schuchmann) 
Preis / Stück	Nettopreis
<input type="checkbox"/> 39 01 109	CHF 29
<input type="checkbox"/> 39 01 110	CHF 42

Hinweise	
Erwachsenenrad mit Heckmotor – ist das Erwachsenenrad, an dem das follow-me momo. montiert werden soll, mit einem Heckmotor ausgestattet, so wird ein anderer Adapter als oben beschrieben benötigt. Bitte kontaktieren Sie uns in einem solchen Fall und wir werden mit Ihnen gemeinsam eine Adapterlösung erarbeiten.	momo dreirad mit Elektroantrieb in Verbindung mit dem follow-me momo Allgemein empfehlen wir nicht ein momo dreirad , das mit einem Elektroantrieb ausgestattet ist, mittels follow-me momo. an ein Erwachsenenrad zu koppeln. Hierbei kann es aufgrund der Unterstützung, die von dem Elektroantrieb ausgeht, zu gefährlichen Situationen kommen. Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie trotzdem diese Kombination vorsehen. Gerne werden wir dann versuchen mit Ihnen gemeinsam eine Lösung zu finden.