

Therapie-Rad **Twister** Doppelsitzer Seite an Seite



Entwicklung, Produktion, Vertrieb von behinderten- und seniorengerechten Fahrrädern

zugelassen zur Abgabe von behindertengerechten Fahrrädern bei den im Verband der Angestellten Krankenkassen e.V. angeschlossenen Kassen und bei der Bezirksdirektion der AOK Baden-Württemberg in Lahr



IK-Nr. 590 831 038

Draisin GmbH

Von-Drais-Str.35

D-77855 Achern

Tel. +49 (0)7841 – 66 77 0

Fax +49 (0)7841 – 66 77 88

eMail info@draisin.com

www.draisin.de


Abb. kann Sonderzubehör enthalten

Technische Daten

- Länge ca. 225 cm
- Breite ca. 100 cm
- Höhe ca. 115 cm
- Durchstieg ca. 38 cm
- Schrittlänge rechts (Behinderter) ca. 50–85 cm
- Schrittlänge links (Betreuer) ca. 65–100 cm

Körpermaße

- Körperlänge: cm
- Gewicht: kg
- Armlänge: cm
- Fingerlänge: cm
- A Beinlänge: cm
- B Fußlänge : cm



Kundenangaben

Kunden-Nr.: _____

Anforderung eines Kostenvoranschlages

Bestellung - Nr.

Vorname

Name

Straße

PLZ / Ort

Telefon

Fax

eMail

Geburtsdatum

Kostenträger

Fachhändler-Stempel

Notizen/Besonderheiten

Wir liefern ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt und nur zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen / Irrtümer vorbehalten.

010_311_100_640_PB-CH - Twister.doc, Januar 2019

Bankverbindungen

Volksbank Achern Sparkasse Achern
Konto 12 78 09 Konto 46 001 45
BLZ 662 913 00 BLZ 664 500 50

Umsatzsteuer-ID

DE 264 666 471

Geschäftsführer

Werner Müller
Hans Fischer

Registergericht

Mannheim, HRB 706606
IK-Nr. 590 831 038
Gerichtsstand Achern

Produktbeschreibung

Nebeneinandersitzen ist für viele Betroffene ein ausdrücklicher Wunsch. Mit dem Twister kommen wir diesem Wunsch nach. Der tiefe Schwerpunkt und die angenehme Sitzposition vermitteln ein sehr sicheres Fahrgefühl. Beide Sitze können auf unterschiedliche Körpergrößen eingestellt werden. Jede Person kann unabhängig oder wenn es erforderlich ist kann auch gekoppelt getreten werden. So entstehen die vielfältigsten Möglichkeiten gemeinsam die Natur neu zu erleben.

Grundversion

Therapie-Doppelsitzer Twister mit Frontlenker links und rechts, Radgröße 22x2.125, 7-Gang-Schaltung, Freilauf, hydraulische Bremsen vorne und hinten, Feststellbremse, Differential, unabhängiges Treten links und rechts über zu- und abschaltbarer Tretkurbel, verstellbare Sitze, Computertacho, Sicherheitsfahne, Schloss, Korb, Mitwachsfunction,

Einstellbereich der Beinlänge ca. 50 – 90/60 - 110 cm
Maximale Zuladung 250Kg

Vorteile des Draisin-Rades
 Integration, Kommunikation, Mobilität

Alle Preisangaben verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

<input type="checkbox"/>	013_120_000_034	Therapie- Dreirad Doppelsitzer Twister mit Frontlenker links und rechts	CHF	7.315,00
<input type="checkbox"/>	M_000_558	Aufpreis für Heinzmann-Elektro-Motor (500 Watt Schweiz-Edition) in Verbindung mit 7 Gang-Nabenschaltung incl. Lithium-Ionen Akku mit 11 Ah, 36 Volt-Technologie mit Energie-Rückgewinnungsfunktion, inkl. Display mit 3 Fahrstufen-Programm sowie Ladegerät. Der Motor befindet sich im Heck des Fahrzeuges und treibt beide Hinterräder gleichmäßig über das Differential an. Kombiniert durch die vorgelagerte 7 Gang-Nabenschaltung ergibt sich dadurch eine kraftvolle und angemessene Unterstützung in allen Fahrsituationen.	CHF	3.150,00
<input type="checkbox"/>	M_000_609	Zusatzakku: zur Vergrößerung der Reichweite (Lithium-Ionen-Akku mit 11 Ah)	CHF	945,00
<input type="checkbox"/>	M_000_010	Dachkonstruktion aus Stahlrahmen mit Stoffbezug mit Sichtfenstern	CHF	2.085,00
<input type="checkbox"/>	M 000_038	Blinkanlage LED kpl. inkl. Warnblinkfunktion Bedienung <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links	CHF	595,00

Sonderausstattung Beifixierungen

<input type="checkbox"/>	ML_000_025	Fußhalteschale rechts, Schuhlänge über 20 cm	CHF	217,00
<input type="checkbox"/>	M_000_190	Fußhalteschale links, Schuhlänge über 20 cm, „Twister“	CHF	217,00
<input type="checkbox"/>	ML_000_023	Fußhalteschale rechts mit Wadenfixierung, Schuhlänge über 20 cm	CHF	259,00
<input type="checkbox"/>	M_000_300	Fußhalteschale links mit Wadenfixierung, Schuhlänge über 20 cm, „Twister“	CHF	259,00
<input type="checkbox"/>	022_910_700_010	Brustgurt-Oberkörperfixierung klein	CHF	420,00
<input type="checkbox"/>	022_910_700_011	Brustgurt-Oberkörperfixierung groß	CHF	420,00

Sonderzubehör allgemein

<input type="checkbox"/>	022_910_700_004/005	Handfixierung-GRIPMIT klein <input type="checkbox"/> links / 004 <input type="checkbox"/> rechts / 005	CHF	105,00
<input type="checkbox"/>	022_910_700_006/007	Handfixierung-GRIPMIT mittel <input type="checkbox"/> links / 006 <input type="checkbox"/> rechts / 007	CHF	105,00
<input type="checkbox"/>	022_910_700_008/009	Handfixierung-GRIPMIT groß <input type="checkbox"/> links / 008 <input type="checkbox"/> rechts / 009	CHF	105,00
<input type="checkbox"/>	M_000_394	Sitzschlitten lang , stufenlos einstellbar <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links pro Stück	CHF	Ohne Aufpreis
<input type="checkbox"/>	M_000_346	Zusätzliche Armlehne Beifahrerseite links (nur bei Sitzschlitten möglich!)	CHF	69,00
<input type="checkbox"/>	022_910_400_300	Speichenschutzscheibe (20 Zoll) transparent <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links pro Stück	CHF	85,00
<input type="checkbox"/>	500_100_200_581	Speichenschutzscheibe (20 Zoll), individuell gestaltet <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links pro Stück	CHF	175,00
<input type="checkbox"/>	M_000_044	Gepäckbox, klein, weiß-blau, abschließbar, abnehmbar <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links pro Stück	CHF	230,00
<input type="checkbox"/>	M_000_302	Gepäckbox, groß, weiß-blau nur 1 Stück möglich !	CHF	230,00
<input type="checkbox"/>	M_000_043	Adapter zum Mitführen eines Faltrollstuhls	CHF	640,00
<input type="checkbox"/>	M_000_047	Stockhalter <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts pro Stück	CHF	105,00
<input type="checkbox"/>	M_000_046	Rückspiegel für Twister	CHF	105,00
<input type="checkbox"/>	500_100_201_068	Luftdentische Bereifung (absolute Pannensicherheit bei gleichem Fahrkomfort)	CHF	415,00

<input type="checkbox"/>	Sonstiges			CHF
	Zwischensumme			CHF
	zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer			CHF
	Gesamtbetrag			CHF

Zufuhr frei Haus!!!