



# Xtreme Active

Rechnungsadresse:

Firma:

Strasse:

PLZ/Ort:

Fon: Fax:

Datum:

Kommission:



Versandadresse:

Firma:

Strasse:

PLZ/Ort:

Fon: Fax:

Sunrise Medical Auftragsnummer:

**JAY® Xtreme Active - Merkmale**

Jay Fluidtechnologie für optimale Druckentlastung der Sitzbeinhöcker

Leichte Foam Basisschale mit Kontur für die Beckenstabilisierung (tiefes Kissenprofil)

Medialer & lateraler Support für die Bein-/Oberschenkel-Positionierung (optional)

Innovatives System mit 2 Kissenbezügen: wasserabweisender Innenbezug zur einfachen Reinigung in Kombination mit 3 verschiedenen (waschbaren) Aussenbezügen:

Microklima-, Stretch- & Inkontinenzbezug

**Anwendungsmöglichkeiten Beispiel:**

Aktive Kunden mit erhöhtem Dekubitusrisiko und einer normalen symmetrischen Haltung, welche eine leichte Unterstützung & ein tiefes Sitz-/Boden-Verhältnis benötigen.

Aktive Kunden, die gleichzeitig eine gute Druckverteilung, ein hohes Mass an Scherkratreduktion sowie moderate laterale/vorwärts Stabilität anstreben.

**Garantie**

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Faxnummer Kundendienst: 031 958 3848

Max. Benutzergewicht: 150 kg  
Benutzergewicht  kg

Tarifposition Sozialversicherung 500208

**Grundpreis CHF 810 exkl. MWST**  
unverbindliche Preisempfehlung

Bei Bestellung eines Jay Xtreme Active Kissens bitten wir Sie um Einhaltung der nachfolgenden Schritte. Zubehör siehe Folgeseite.

Beispiel:

	Sitzbreite	Sitztiefe	Fluidfüllung	Kissenbezug	
<b>JXAC</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>EU</b>
JAY Xtreme Active	SCHRITT 1	SCHRITT 2	SCHRITT 3	SCHRITT 4	


Beispiel eines vollständigen Bestell-Codes:

JAY XTREME ACTIVE SITZKISSEN	Code #	Preis
Standard Fluid Pad (siehe Schritt 3)	JXAC	810
Grosses Fluid Pad (siehe Schritt 3)	JXAC	810

**SCHRITT 1 & 2**

**SITZBREITE (SB) UND SITZTIEFE (ST)**

		Sitzbreite (SB)									
		34	36	38	40	42	44	46	48	50	
Sitztiefe (ST)	34	○	○								Positionierungs-Kit Klein (Grösse S) für Sitztiefen 34 - 42 cm
	36	○	○								
	38		○	○	○	○	○				
	40		○	○	○	○	○				
	42		○	○	○	○	○	○	○	○	Positionierungs-Kit Standard (Grösse R) für Sitztiefen 44 - 50 cm
	44			○	○	○	○	○	○	○	
	46				○	○	○	○	○	○	
	48					○	○	○	○	○	
50						○	○	○	○		



**SCHRITT 3**

FLUID-FÜLLUNG	Auswahl	Code #
Standard Fluid Pad	<input type="checkbox"/>	S
Grosses Fluid Pad	<input type="checkbox"/>	L



S oder L

Fluidfüllung Standard

Fluidfüllung gross

SCHRITT 3

Alle Kissen werden mit einem wasserabweisenden Innenbezug geliefert, der für beide Fluidfüllungen geeignet ist.



**SCHRITT 4**

ÄUSSERER KISSENBEZUG	Auswahl	Code #
Microklimabezug	<input type="checkbox"/>	M
Stretchbezug	<input type="checkbox"/>	S
Inkontinenzbezug	<input type="checkbox"/>	I

M oder S oder I


SCHRITT 4

**POSITIONIERUNG** (Optionaler Schritt - nur auswählen, wenn eine Positionierung gewünscht wird)

**POSITIONIERUNGS-KIT FÜR DIE BEINE (vgl. Matrix auf S. 1)**

<input type="checkbox"/>	LSKJXACEU-S	Positionierungs-Kit (klein) bis ST 42 cm
<input type="checkbox"/>	LSKJXACEU-R	Positionierungs-Kit (Std) für ST 44 - 50 cm

Jeweils bestehend aus 2 lateralen & 1 medialen Keil für die Beinführung; Höhe jeweils 2.5 cm



**ZUBEHÖR**

**Ersatzbezug, äusserer Kissenbezug (auch für Pos.-Kit geeignet)**

<input type="checkbox"/>	CJXAC	MEU	Microklimabezug	133
<input type="checkbox"/>	CJXAC	SEU	Stretchbezug	133
<input type="checkbox"/>	CJXAC	IEU	Inkontinenzbezug	133

**SBST** Bitte Code mit Kissenbreite-/tiefe ergänzen

**Ersatz-Kissenbasis**

<input type="checkbox"/>	BJXAC	SEU	Kissenbasis für Standard Fluid Pad	297
<input type="checkbox"/>	BJXAC	LEU	Kissenbasis für grosses Fluid Pad	297

**SBST** Bitte Code mit Kissenbreite-/tiefe ergänzen

**Ersatzbezug, innerer Kissenbezug**

<input type="checkbox"/>	CIJXAC	SEU	Innerer Bezug (für alle Kissen geeignet)	92
--------------------------	--------	-----	--	----

**SBST** Bitte Code mit Kissenbreite-/tiefe ergänzen

**Feste Sitzeinlage**

<input type="checkbox"/>	JSI		Feste Sitzeinlage (aus Holz)	77
--------------------------	-----	--	------------------------------	----

**SBST** Bitte Code mit Kissenbreite-/tiefe ergänzen

**FLUID AUFLAGEN**

**Standard Fluid Pad**

<input type="checkbox"/>	FLJXAC-S1EU	Std. Fluid Pad für Sitzbreite 34 - 36 cm	549
<input type="checkbox"/>	FLJXAC-S3EU	Std. Fluid Pad für Sitzbreite 38 - 40 cm	549
<input type="checkbox"/>	FLJXAC-S5EU	Std. Fluid Pad für Sitzbreite 42 - 44 cm	549
<input type="checkbox"/>	FLJXAC-S6EU	Std. Fluid Pad für Sitzbreite 46 - 50 cm	549

**Grosses Fluid Pad**

<input type="checkbox"/>	FLJXAC-L1EU	Grosses Fluid Pad für Sitzbreite 34 - 36 cm	549
<input type="checkbox"/>	FLJXAC-L3EU	Grosses Fluid Pad für Sitzbreite 38 - 40 cm	549
<input type="checkbox"/>	FLJXAC-L5EU	Grosses Fluid Pad für Sitzbreite 42 - 44 cm	549
<input type="checkbox"/>	FLJXAC-L6EU	Grosses Fluid Pad für Sitzbreite 46 - 50 cm	549

**JAY XTREME ACTIVE CODE**

Sitzbreite (SB)	Sitztiefe (ST)	S / L	M / S / I	EU
JXAC				
SCHRITT 1	SCHRITT 2	SCHRITT 3	SCHRITT 4	

Bemerkungen:


Bitte tragen Sie oben in die Kästchen die jeweiligen Codes von Schritt 1 - 4 ein. Dies dient Ihnen und uns als Zusammenfassung der Kissen-Bestellung.

**WICHTIGE HINWEISE**

Wenn zusätzlich zum Kissen ein Positionierungs-Kit bestellt wird, muss kein zusätzlicher Innenbezug bestellt werden. Alle Innenbezüge sind mit entsprechenden Velcrobereichen versehen, die ein Anbringen der Positionierungskomponenten ermöglichen (gilt für alle Xtreme Active Kissen). Wenn innerhalb des Kissens von einem Standard Fluid Pad auf ein grösseres gewechselt wird (oder umgekehrt), dann muss zusätzlich eine neue Kissenbasis bestellt werden. Die Basen wurden spezifisch für das Standard resp. grosse Fluid Pad entwickelt und sind nicht untereinander kompatibel. Für Modifikationswünsche im Zusammenhang mit dem JAY Xtreme Active Kissen kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.

JAY Xtreme Active	Grundpreis	CHF	810
Summe der Mehr-/Minderpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	13
MWSt 8%		CHF	
Gesamtpreis		CHF	