

Bestellung

Angebot



Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Bestellformular

Januar 2020

IE12000

Preise in CHF
exkl. MwSt.

alber® e-motion M25 **CE**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Option Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
1592559	e-motion M25 - 24" Schwalbe Right Run Bereifung schwarz, Greifreifen Edelstahl, ECS Fernbedienung	9'900.00
1592658	e-motion M25 - 26" Schwalbe Right Run Bereifung schwarz, Greifreifen Edelstahl, ECS Fernbedienung Lieferzeit plus 10 Tage	10'100.00
1592670	e-motion M25 - 22" Schwalbe Right Run Bereifung schwarz, Greifreifen Edelstahl, ECS Fernbedienung Lieferzeit plus 10 Tage	9'900.00
erhältlich bei App Store oder Google play	40 Nm Drehmoment pro Rad, bis 8,5 km/h*, 7,8 kg pro Rad, Reichweite bis zu 25 km, individuelle Fahrparameter**, Cruise Mode*, Rückrollverzögerung, vier voreingestellte Fahrprofile individuell einstellbare Empfindlichkeit der Sensoren an den Greifreifen * mit Mobility Plus Package (google play store erhältlich / Appstore ab Dez. 2018 erhältlich) ** kostenloser PIN Code erforderlich	
I457771	Halterung für Anbau am Rollstuhl (muss immer bestellt werden)	458.00
DLI0022	Anbau von e-motion an bestehenden Rollstuhl	340.00
I593206	Kippstützen mit Bockfunktion, schwenkbar (Paar)	472.00
e-motion M25 Zubehör		
Greifreifenüberzüge		
I592421	Greifreifenüberzug 24", Paar	212.00
I592425	Greifreifenüberzug 22", Paar	212.00
I592426	Greifreifenüberzug 26", Paar	212.00
Bereifung		
I565894	Schwalbe Marathon Plus Evolution, Paar mit Pannenschutzeinlage, schwarz	160.00
Greifreifen		
I592527	Greifreifenbeschichtung Tetra, Paar (nicht für 26" verfügbar, + 250gr pro Rad)	350.00
I592528	Greifreifen Carbolife Curve L, Paar (schwarz, pulverbeschichtet, nicht für 22" verfügbar)	490.00
I592529	Greifreifen Carbolife Quadro, Paar (Tetra-Grip-Beschichtung, nicht für 22" und 26" verfügbar)	590.00
Speichenschutz		
I592266	Speichenschutz 22", Dekor Comic, Paar	330.00
I592268	Speichenschutz 24", Dekor Sphere, Paar	330.00
I592269	Speichenschutz 26", Dekor Sphere, Paar	330.00
I592553	Speichenschutz 24", unbedruckt, Paar	330.00
Divers		
I591500	Ergonomische Steckachse, Paar	210.00
I591362	Steckachse für Transport	150.00
I565005	Umbau manuelle Räder auf 1/2" - Steckachse	250.00
I467780	Bremsverbreiterungssatz	65.00
I592232	Halterung für ECS-Fernbedienung zur Montage am Rollstuhl	128.00

Informationen für den Anbau	
Angaben zum Rollstuhl:	
Hersteller:	
Rollstuhltyp:	
Lieferwoche (falls kein Küschall- oder Invacarrollstuhl): > ohne Angaben wird das System bei Erhalt des Rollstuhles bestellt	
Sitzbreite:	cm
Sitzhöhe:	cm
Trommelbremsen vorhanden:	ja nein (Trommelbremsen können nicht verwendet werden!)
Steckachsen vorhanden:	ja nein
Radposition:	
Radposition:	1 (hinten) 2 (mittig) 3 (vorne)
Dürfen Ankipprohre gekürzt werden um optimalen der Alber Kippstützen zu gewährleisten? ja nein	
Anbau Halterung für Fernbedienung:	
Abstand Rückenlehne - Fernbedienung: cm (1)	
Abstand Sitzrohr - Fernbedienung: cm (2)	

