



Rechnungsadresse:
Firma: _____
Adresse: _____
PLZ/Ort: _____
E-Mail: _____
Fon: _____ Fax: _____

Datum: _____
Kommission: _____
Bestellt von: _____

JAY® Zip - Merkmale
Komplettes Rückensystem für Kinder/Jugendliche bis 75 kg
Universale 2-Punkte Fixierung für schnelle Montage/Demontage
Leicht einstell- und anpassbar auch bei sich verändernden Bedürfnissen
Breite Palette an Positionierungs- und Transferoptionen
Rücken und Optionen Crash getestet
Wasserabweisender innerer Bezug & antibakterieller äusserer Mikroklima-Bezug

Anwendungsmöglichkeiten Beispiel:
Für alle Kunden, die eine leichte bis starke laterale und posteriore Stabilität benötigen.
Breites Spektrum an Möglichkeiten für klinisch sinnvolle bis erforderliche Positionierung.
Einfache Verstellbarkeit in Tiefe, Höhe, Winkel und Rollstuhlsitzbreite. Gewährleistet eine rasche Positionierung und Anpassung an die Bedürfnisse des Rollstuhlnutzers.

Versandadresse:
Firma: _____
Adresse: _____
PLZ/Ort: _____
E-Mail: _____
Fon: _____

Sunrise Medical Auftragsnummer: _____



Faxnummer Kundendienst: 031 958 3848

Max. Benutzergewicht kg
Benutzergewicht kg

Tarifposition Sozialversicherung 500208

Grundpreis CHF 810 exkl. MWST

unverbindliche Preisempfehlung





Garantie
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

MATRIX GRUNDMASSE UND FORMEN



Konturtiefe	2.5 cm	3.8 cm	5 cm	6.3 cm
Rückenbreite	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm
Für Stuhlbreite	20-23 cm	26-29 cm	30-34 cm	35-38 cm
Max. Rumpfbreite des Nutzers	18 cm	23 cm	28 cm	33 cm



		Rückenbreiten			
		20 cm	25 cm	30 cm	35 cm
Rückenhöhe	 S (15 cm)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	 M (20 cm)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	 T (25 cm)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	 X (30 cm)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Der Jay Zip Rücken wurde auf dynamischer Basis getestet und erfüllt alle Kriterien zur Verwendung in Motorfahrzeugen

Verwenden Sie die oben stehende Jay Zip Rückenmatrix, um die richtige Rückengröße zu bestimmen und Ersatzbezugs-Größen auszuwählen.

KOMPLETTES ZIP RÜCKENSYSTEM

JZIPBwwhEU	<p>Komplettes Rückensystem beinhaltet: Leichtgewichtige Fixierungseinheit Ca. 4 cm Tiefeneinstellung (resp. 7.5 cm durch Umdrehen der Fixierungseinheit) Rückenwinkeleinstellung von -20° bis +20° Neopren Fixierungsabdeckung Wasserabweisender innerer Rückenbezug & antibakterieller, mikroklimatischer äusserer Rückenbezug (schwarz) Lumbalkeil, Werkzeug & verschiedene Rückenrohradapter</p> <p>Zusammensetzung Bestellcode (Beispiel): JZIPB 25 T EU - JZIPB: Zip Rücken; 25: Rückenbreite (cm); T: Tall (Rückenhöhe); EU: EU Version</p>
------------	---

RÜCKENBEZUG (Grössentabelle: siehe Matrix auf der ersten Seite)			
CJZIPBBKwwh	<input type="checkbox"/>	Zusätzlicher äusserer mikroklimatischer Bezug Schwarz (Beispiel Codierung: CJZIPB BK 25 T -> CJZIPB: Zip Rücken äusserer Bezug; BK: Schwarz; 25: Breite; T: Höhe = Tall)	nc
CJZIPBBLwwh	<input type="checkbox"/>	Zusätzlicher äusserer mikroklimatischer Bezug Blau (Beispiel Codierung: CJZIPB BL 25 T -> CJZIPB: Zip Rücken äusserer Bezug; BL: Blau; 25: Breite; T: Höhe = Tall)	nc
CJZIPBPKwwh	<input type="checkbox"/>	Zusätzlicher äusserer mikroklimatischer Bezug Pink (Beispiel Codierung: CJZIPB PK 25 T -> CJZIPB: Zip Rücken äusserer Bezug; PK: Pink; 25: Breite; T: Höhe = Tall)	nc
CIJZIPBwwh	<input type="checkbox"/>	Zusätzlicher innerer wasserabweisender Bezug (Beispiel Codierung: CIJZIPB 25 T -> CIJZIPB: Zip Rücken innerer Bezug; 25: Breite; T: Höhe = Tall)	89

SITZABDECKUNG		Breite in cm	20	25	30	35	
JZBVFww	<input type="checkbox"/>	Abdeckung der offenen Lücke zwischen Sitzkissen und Unterseite Rücken	<input type="checkbox"/> JZBVF20	<input type="checkbox"/> JZBVF25	<input type="checkbox"/> JZBVF30	<input type="checkbox"/> JZBVF35	68

KOPFSTÜTZE (nicht erhältlich mit kurzer Höhe (S))		Crash getestet in Kombination mit dem Rückensystem			
JZBHED15	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze mit Std Polsterung 15 cm (inkl. Montageeinheit)			445
JZBHED20	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze mit Std Polsterung 20 cm (inkl. Montageeinheit)			445
JZBHEDCINF	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze mit konturierter Polsterung 15 cm (inkl. Montageeinheit)			464
JZBHEDCS	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze mit konturierter Polsterung 20 cm (inkl. Montageeinheit)			464

SEITENPELOTTEN (nicht erhältlich mit kurzer Höhe (S))

Seitenpelotten fest

JZFX34CE	<input type="checkbox"/>	Zip Seitenpelotten fest, konturierte Polsterung - 7.5x10.0 cm	Paar	276
JZFX45CE	<input type="checkbox"/>	Zip Seitenpelotten fest, konturierte Polsterung - 10.0x12.5 cm	Paar	276

Seitenpelotten abschwengbar

JZSA34CE	<input type="checkbox"/>	Zip Seitenpelotten abschwengbar, konturierte Polsterung - 7.5x10.0 cm	Paar	449
JZSA45CE	<input type="checkbox"/>	Zip Seitenpelotten abschwengbar, konturierte Polsterung - 10.0x12.5 cm	Paar	449
JZSA34COAE	<input type="checkbox"/>	Zip Seitenpelotten abschwengbar, 2.5 cm nach innen einstellbar, konturierte Polsterung - 7.5x10.0 cm	Paar	449
JZSA45COAE	<input type="checkbox"/>	Zip Seitenpelotten abschwengbar, 2.5 cm nach innen einstellbar, konturierte Polsterung - 10.0x12.5 cm	Paar	449

BRUSTGURT (nicht erhältlich mit kurzer Höhe (S))

		XXS	XS	S	M	
<input type="checkbox"/>	2-Punkt Gurt - gepolstert		<input type="checkbox"/> JZ4050E	<input type="checkbox"/> J3HRNPASS	<input type="checkbox"/> J3HRNPASM	148
<input type="checkbox"/>	4-Punkt Gurt - Verschluss in der Mitte	<input type="checkbox"/> JZ9407E	<input type="checkbox"/> JZ9400E	<input type="checkbox"/> J3HRNCOH3	<input type="checkbox"/> J3HRNCOHM	222
Masse: 4-Punkt Gurt						
A	25.5 cm	27.5 cm	30.8 cm	35.8 cm		
B	17.5 cm	20.0 cm	22.5 cm	27.5 cm		
C	12.5 cm	14.5 cm	16.5 cm	24.5 cm		

POSITIONIERUNGSKOMPONENTEN (Rücken-/Lendenwirbelbereich)

			Menge
J3SPNCRS	<input type="checkbox"/>	Ausgleichskeil gebogen	35
J3SPNFLS	<input type="checkbox"/>	Ausgleichskeil flach	35
J3SPNLLS	<input type="checkbox"/>	Ausgleichskeil seitlich	35
J3SPNSBB	<input type="checkbox"/>	Polster klein mit Microperlen	35
J3SPNLBB	<input type="checkbox"/>	Polster gross mit Microperlen	35
J3SPNPLP	<input type="checkbox"/>	Lordosenstütze	35

Ausgleichskeil gebogen	Ausgleichskeil flach	Ausgleichskeil seitlich	Polster klein	Polster gross	Lordosenstütze
Breite	25.0 cm	25.0 cm	15.0 cm	25.0 cm	13.3 cm
Höhe	10.0 cm	10.0 cm	11.3 cm	8.0 cm	9.0 cm
Tiefe	1.3 cm	0.8 cm	2.0 cm	2.0 cm	2.0 cm

JAY JAY Zip Rücken		Grundpreis	CHF	810
Summe der Mehr-/Minderpreise			CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil			CHF	13
MWSt 8%			CHF	
Gesamtpreis			CHF	