

Therapie-Zweirad-Tandem **Lotse**

Entwicklung, Produktion, Vertrieb von behinderten- und seniorengerechten Fahrrädern

zugelassen zur Abgabe von behindertengerechten Fahrrädern bei den im Verband der Angestellten Krankenkassen e.V. angeschlossenen Kassen und bei der Bezirksdirektion der AOK Baden-Württemberg in Lahr



IK-Nr. 590 831 038
 Draisin GmbH
 Von-Drais-Str.35
 D-77855 Achern
 Tel. +49 (0)7841 – 66 77 0
 Fax +49 (0)7841 – 66 77 88
 eMail info@draisin.com
 www.draisin.de


Abb. kann Sonderzubehör enthalten

Technische Daten

- Länge ca. 230 cm
- Breite ca. 30 cm
- Höhe ca. 80 cm
- Durchstieg ca. 40 cm
- Schrittlänge ca. 40 – 90 cm

Körpermaße

- Körperlänge: cm
- Gewicht: kg
- Armlänge: cm
- Fingerlänge: cm
- A Beinlänge: cm
- B Fußlänge : cm



Kundenangaben

Kunden-Nr.: _____

Anforderung eines Kostenvoranschlages

Bestellung - Nr.

Vorname

Name

Straße

PLZ / Ort

Telefon

Fax

e-Mail

Geburtsdatum

Kostenträger

Fachhändler-Stempel

Notizen/Besonderheiten

Wir liefern ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt und nur zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen / Irrtümer vorbehalten.

Bankverbindungen

Volksbank Achern Sparkasse Achern
 Konto 12 78 09 Konto 46 001 45
 BLZ 662 913 00 BLZ 664 500 50

Umsatzsteuer-ID Geschäftsführer

DE 264 666 471 Werner Müller
 Hans Fischer

Registergericht

Mannheim, HRB 706606
 IK-Nr. 590 831 038
 Gerichtsstand Achern

Grundmodell Therapie-Zweirad-Tandem **Lotse**

Produktbeschreibung

Sehr fahrstabiles und leichtlaufendes Zweirad-Tandem mit allen technischen Raffinessen ausgestattet. Der Vorteil liegt darin, mit behinderten Personen die volle Mobilität zu erhalten. Dabei können die Betroffenen über die zu- und abschaltbare Tretkurbel vorne zur aktiven Unterstützung angeregt werden. Das Tandem ist geeignet für Personen mit leichteren Handicaps bzw. für behinderte Kinder und bietet dem Betroffenen ein aktives Lebensgefühl. Auf Wunsch kann dieses Fahrzeug auch auf Doppellenkung umgestellt werden. Die Mitwachsfunktion vorne garantiert eine mitwachsende Sitzposition vom Kind bis zum Erwachsenen.

Grundversion

Radgröße 22 Zoll, Rahmen aus Stahl, Lackierung pulverbeschichtet, Alu-Felgen, Stahlschutzbleche, 7-Gang-Drehgriff-Schaltung mit Freilauf, hydraulische Bremsen vorne und hinten, Feststellbremse, Beleuchtung incl. Standlicht, zu- und abschaltbare Nabe vorne mit 3 Funktionen (starre Verbindung bzw. Freilauf bzw. absolute Leerlauf-Funktion) Lenkerfeststellung bzw. Mitlenkfunktion, Gel-Sattel vorne und hinten, T-Sattelstütze vorn, Trekkinglenker hinten und vorne, Computertacho, Sicherheitsfahne, Spiralkabelschloss, Korb. Mitwachsfunktion vorne,

Einstellbereich der Beinlänge von ca. 35 - 90 cm
Maximale Zuladung: 175 Kg

Vorteile des Draisin-Rades:

Die Mitwachsfunktion vorne adaptiert die Sitzposition vom Kind bis zum Erwachsenen, dadurch nur einmalige Anschaffungskosten

Alle Preisangaben verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

<input type="checkbox"/>	012_210_000_012	Therapie-Zweirad-Tandem Lotse, 7-Gang-Drehgriff-Schaltung mit Freilauf		CHF	3.195,00
<input type="checkbox"/>	M_000_618	Aufpreis für Heinzmann-Elektro-Motor (500 Watt Schweiz Edition) in Verbindung mit 8-Gang-Kettenschaltung inkl. Lithium-Ionen Akku mit 11 Ah, 36 Volt-Technologie mit Energie-Rückgewinnungsfunktion, inkl. Display, Drehgriffsteuerung mit Anfahrhilfe sowie Ladegerät. Der Motor befindet sich im Hinterrad des Fahrzeuges. Kombiniert mit der 8-Gang-Kettenschaltung ergibt sich dadurch eine kraftvolle und angemessene Unterstützung in allen Fahrsituationen. Kein Rücktritt möglich!		CHF	3.150,00
<input type="checkbox"/>	M_000_609	Zusatzakku zur Vergrößerung der Reichweite (Lithium-Ionen-Akku mit 11 Ah)		CHF	945,00
<input type="checkbox"/>	M_000_026	Blinkanlage	Bedienung <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	CHF	595,00
Sonderausstattung Beifixierungen					
<input type="checkbox"/>	M_000_057/058	Kurbelverkürzung	<input type="checkbox"/> links / 057 <input type="checkbox"/> rechts / 058	pro Stück	CHF 24,00
<input type="checkbox"/>	ML_000_030/031	Käfigpedal mit Klettverschluss und Gegengewicht	<input type="checkbox"/> links / 030 <input type="checkbox"/> rechts / 031	pro Stück	CHF 105,00
<input type="checkbox"/>	ML_000_028/029	Fußhalteschale, Schuhlänge bis 20 cm	<input type="checkbox"/> links / 028 <input type="checkbox"/> rechts / 029	pro Stück	CHF 217,00
<input type="checkbox"/>	ML_000_024/025	Fußhalteschale, Schuhlänge über 20 cm	<input type="checkbox"/> links / 024 <input type="checkbox"/> rechts / 025	pro Stück	CHF 217,00
<input type="checkbox"/>	ML_000_026/027	Fußhalteschale mit Wadenfixierung, Schuhlänge bis 20 cm	<input type="checkbox"/> links / 026 <input type="checkbox"/> rechts / 027	pro Stück	CHF 259,00
<input type="checkbox"/>	ML_000_020/023	Fußhalteschale mit Wadenfixierung, Schuhlänge über 20 cm	<input type="checkbox"/> links / 020 <input type="checkbox"/> rechts / 023	pro Stück	CHF 259,00
Sonderausstattung Rückenfixierung, Sattel, Lenker					
<input type="checkbox"/>	M_000_250	Sitzhöhenverstellung vorne, 5 Positionen einstellbar		CHF	770,00
<input type="checkbox"/>	M_000_050/052-054/	Rückenfixierung höhenverstellbar und seitlich einstellbar mit Haltegurt und einem Rückenpolster:	Rückenpolster <input type="checkbox"/> klein <input type="checkbox"/> groß Stellrohr (rund) <input type="checkbox"/> gerade <input type="checkbox"/> gebogen	CHF	420,00
<input type="checkbox"/>	M_000_364				
<input type="checkbox"/>	M_000_051/055/056	Rückenfixierung höhenverstellbar und seitlich einstellbar mit Haltegurt und zwei Rückenpolstern:	Rückenpolster <input type="checkbox"/> klein <input type="checkbox"/> groß Stellrohr (rund) <input type="checkbox"/> gerade <input type="checkbox"/> gebogen	CHF	699,00
<input type="checkbox"/>	M_000_096	Abstandshalter für vertikales Einstellen der Rückenlehne		CHF	80,00
AHS- Lenker vorn (Brezelform) in alle Richtungen verstell- und drehbar.					
<input type="checkbox"/>	ML_000_074	Handfixierung-GRIPMIT klein	<input type="checkbox"/> links / 004 <input type="checkbox"/> rechts / 005	pro Stück	CHF 105,00
<input type="checkbox"/>	022_910_700_004/005	Handfixierung-GRIPMIT mittel	<input type="checkbox"/> links / 006 <input type="checkbox"/> rechts / 007	pro Stück	CHF 105,00
<input type="checkbox"/>	022_910_700_006/007	Handfixierung-GRIPMIT groß	<input type="checkbox"/> links / 008 <input type="checkbox"/> rechts / 009	pro Stück	CHF 105,00
<input type="checkbox"/>	022_910_700_008/009				
<input type="checkbox"/>	021_310_100_500	Kindersattel wahlweise		CHF	0,00
<input type="checkbox"/>	M_000_304	Bananensattel verhindert das durchrutschen nach vorne und hinten		CHF	105,00
<input type="checkbox"/>	021_310_100_400	Komfort-GEL-Sattel VELO mit breiter Sitzfläche		CHF	105,00
<input type="checkbox"/>	M_000_630	Fahrradtaschen-Set mit Tragegurten und Reflexionsstreifen		CHF	230,00
<input type="checkbox"/>	M_000_049	Stockhalter	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	pro Stück	CHF 105,00
<input type="checkbox"/>	021_350_001_000	Rückspiegel	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	pro Stück	CHF 60,00
<input type="checkbox"/>	021_380_000_001	Nylonabdeckhaube		CHF	110,00
<input type="checkbox"/>	022_910_400_300	Speichenschutzscheibe (22 Zoll) transparent	<input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links	pro Stück	CHF 85,00
<input type="checkbox"/>	500_100_200_581	Speichenschutzscheibe (22 Zoll), individuell gestaltet	<input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links	pro Stück	CHF 175,00
Zwischensumme				CHF	
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer				CHF	
Gesamtbetrag				CHF	

Zufuhr frei Haus!!!