

# Therapie-Dreirad **Relax**

Entwicklung, Produktion, Vertrieb von behinderten- und seniorengerechten Fahrrädern

zugelassen zur Abgabe von behindertengerechten Fahrrädern bei den im Verband der Angestellten Krankenkassen e.V. angeschlossenen Kassen und bei der Bezirksdirektion der AOK Baden-Württemberg in Lahr



IK-Nr. 590 831 038

Draisin GmbH  
Von-Drais-Str.35  
D-77855 Achern  
Tel. +49 (0)7841 – 66 77 0  
Fax +49 (0)7841 – 66 77 88  
eMail info@draisin.com  
www.draisin.de


Abb. kann Sonderzubehör enthalten

## Technische Daten

• Länge	ca.	225/215 cm
• Breite	ca.	73 cm
• Höhe	ca.	100 cm
• Durchstieg	ca.	30 cm
• Schrittlänge lang dto. Kurz	ca.	ab 60 cm ab 50 cm

## Körpermaße

Körperlänge:	.....	cm
Gewicht:	.....	kg
Armlänge:	.....	cm
Fingerlänge:	.....	cm
A Beinlänge:	.....	cm
B Fußlänge :	.....	cm



## Kundenangaben

Kunden-Nr. : \_\_\_\_\_

Anforderung eines Kostenvoranschlages

Bestellung – Nr.

Vorname .....

Name .....

Straße .....

PLZ / Ort .....

Telefon .....

Fax .....

E-Mail .....

Geburtsdatum .....

Kostenträger .....

Fachhändler-Stempel

## Notizen/Besonderheiten

Wir liefern ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt und nur zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen / Irrtümer vorbehalten.

## **Bankverbindungen**

Volksbank Achern  
Konto 12 78 09  
BLZ 662 913 00

Sparkasse Achern  
Konto 46 001 45  
BLZ 664 500 50

## **Umsatzsteuer-ID**

DE 264 666 471

## **Geschäftsführer**

Werner Müller  
Hans Fischer

## **Registergericht**

Mannheim, HRB 706606  
IK-Nr. 590 831 038  
Gerichtsstand Achern

# Grundmodell Therapie-Dreirad **Relax**

## Produktbeschreibung

Sehr fahrstabiles und leichtlaufendes Spezial-Dreirad. Insbesondere für die Schlaganfallgeschädigten (Hemiparese rechts oder links) MS-Kranke, Prothesenträger, Spastiker und ähnliche Handicaps geeignet. Der tiefe Schwerpunkt und die sehr gute Sitzposition erleichtern das Aufstehen sowie das Aufsteigen ungemain. Ist auch mit nur einer Hand gut zu steuern, zu bremsen und zu schalten. Viele Benutzer sind geradezu begeistert von dem zusätzlichen **Gewinn an Lebensqualität**.

**Geeignet für Erwachsene, Einstellbereich der Beinlänge von 50-100 cm**

## Grundversion

Radgröße 22 Zoll, Rahmen aus Stahl, Lackierung pulverbeschichtet, Alu-Felgen, Stahlschutzbleche, Differential, hydraulische Bremsen vorne und hinten, Feststellbremse, Beleuchtung incl. Standlicht, Computertacho, Sicherheitsfahne, Spiralkabel-schloss, Korb

**Einstellbereich der Beinlänge von ca. 50-100 cm.**

**Maximale Zuladung: 175 Kg**

## Vorteile des Draisin-Rades

Der tiefe Schwerpunkt und die sehr gute Sitzposition erleichtern das Aufstehen sowie das Aufsteigen ungemain. Ist auch mit nur einer Hand gut zu steuern, zu bremsen und zu schalten.

**Alle Preisangaben verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer**

<input type="checkbox"/>	013_110_000_300	Therapie-Dreirad Relax, lang, starre Nabe zum Vor- und Rückwärtsfahren	ab 70 cm Schrittlänge	CHF	5.200,00	
<input type="checkbox"/>	013_110_000_200	Therapie-Dreirad Relax, kurz, starre Nabe zum Vor- und Rückwärtsfahren	ab 50 cm Schrittlänge	CHF	4.950,00	
<input type="checkbox"/>	M_000_563	7-Gang-Drehgriff-Schaltung mit Rücktritt (nicht mit Motor möglich)			CHF	430,00
<input type="checkbox"/>		7-Gang-Drehgriff-Schaltung mit Freilauf			CHF	430,00
<input type="checkbox"/>	M_000_347	zuschaltbarer Freilauf (starre Nabe ab- und zuschaltbar)			CHF	415,00
<input type="checkbox"/>	M_000_558	Aufpreis für Heinzmann-Elektro-Motor ( <b>500 Watt Schweiz Edition</b> ) in Verbindung mit <b>7-Gang-Nabenschaltung</b> inkl. Lithium-Ionen Akku mit 11 Ah, 36 Volt-Technologie mit Energie-Rückgewinnungsfunktion, inkl. Display mit 3 Fahrstufen-Programm sowie Ladegerät. Der Motor befindet sich im Heck des Fahrzeuges und treibt beide Hinterräder gleichmäßig über das Differential an. Kombiniert durch die vorgelagerte 7-Gang-Nabenschaltung ergibt sich dadurch eine kraftvolle und angemessene Unterstützung in allen Fahrsituationen. Kein Rücktritt möglich!			CHF	3.150,00
<input type="checkbox"/>	M_000_609	Zusatzakku zur Vergrößerung der Reichweite (Lithium-Ionen-Akku mit 11 Ah)			CHF	945,00
<input type="checkbox"/>	M_000_026	Blinkanlage	Bedienung <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links	CHF	595,00	
<b>Sonderausstattung Beifixierungen</b>						
<input type="checkbox"/>	M_000_057/058	Kurbelverkürzung	<input type="checkbox"/> links / 057 <input type="checkbox"/> rechts / 058	pro Stück	CHF 24,00	
<input type="checkbox"/>	ML_000_030/031	Käfigpedal mit Klettverschluss und Gegengewicht	<input type="checkbox"/> links / 030 <input type="checkbox"/> rechts / 031	pro Stück	CHF 105,00	
<input type="checkbox"/>	ML_000_028/029	Fußhalteschale, <b>Schuhlänge bis 20 cm</b>	<input type="checkbox"/> links / 028 <input type="checkbox"/> rechts / 029	pro Stück	CHF 217,00	
<input type="checkbox"/>	ML_000_024/025	Fußhalteschale, <b>Schuhlänge über 20 cm</b>	<input type="checkbox"/> links / 024 <input type="checkbox"/> rechts / 025	pro Stück	CHF 217,00	
<input type="checkbox"/>	ML_000_026/027	Fußhalteschale mit <b>Wadenfixierung, Schuhlänge bis 20 cm</b>	<input type="checkbox"/> links / 026 <input type="checkbox"/> rechts / 027	pro Stück	CHF 259,00	
<input type="checkbox"/>	ML_000_020/023	Fußhalteschale mit <b>Wadenfixierung, Schuhlänge über 20 cm</b>	<input type="checkbox"/> links / 020 <input type="checkbox"/> rechts / 023	pro Stück	CHF 259,00	
<b>Sonderausstattung</b>						
<input type="checkbox"/>	M_000_239/394	Sitzschlitten, stufenlos einstellbar	<input type="checkbox"/> kurz / 239 <input type="checkbox"/> lang / 394	CHF	770,00	
<input type="checkbox"/>	022_910_700_004/005	Handfixierung-GRIPMIT klein	<input type="checkbox"/> links / 004 <input type="checkbox"/> rechts / 005	CHF	105,00	
<input type="checkbox"/>	022_910_700_006/007	Handfixierung-GRIPMIT mittel	<input type="checkbox"/> links / 006 <input type="checkbox"/> rechts / 007	CHF	105,00	
<input type="checkbox"/>	022_910_700_008/009	Handfixierung-GRIPMIT groß	<input type="checkbox"/> links / 008 <input type="checkbox"/> rechts / 009	CHF	105,00	
<input type="checkbox"/>	M_000_315	Einhandbedienung, Schaltung, Bremse Seite	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	je	CHF 240,00	
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	022_910_400_300	Speichenschutzscheibe (22 Zoll) transparent	<input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links	pro Stück	CHF 85,00	
<input type="checkbox"/>	500_100_200_581	Speichenschutzscheibe (22 Zoll), individuell gestaltet	<input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links	pro Stück	CHF 175,00	
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	500_100_200_802	Greifreifen	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	pro Stück	CHF 115,00	
<input type="checkbox"/>	M_000_062	Adapter zum Mitführen eines Faltrollstuhl		CHF	640,00	
<input type="checkbox"/>	M_000_044	Gepäckbox, klein, weiß-blau, abschließbar, abnehmbar		CHF	230,00	
<input type="checkbox"/>	M_000_063	Gepäckbox, groß, weiß-blau, abschließbar, abnehmbar ( <b>nicht mit Motor möglich!</b> )		CHF	230,00	
<input type="checkbox"/>	M_000_049	Stockhalter	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	pro Stück	CHF 105,00	
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	M_000_310-313	Rückspiegel für Liegerad	<input type="checkbox"/> kurz <input type="checkbox"/> lang <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	pro Stück	CHF 105,00	
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	021_380_000_001	Nylonabdeckhaube		CHF	110,00	
<input type="checkbox"/>	500_100_201_068	Luftidentische Bereifung (absolute Pannensicherheit bei gleichem Komfort), komplett		CHF	415,00	
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>		<b>Sonstiges</b>		CHF		
		<b>Zwischensumme 1</b>		CHF		
		<b>zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer</b>		CHF		
		<b>Gesamtbetrag</b>		CHF		

**Zufuhr frei Haus!!!**