

Therapie-Dreirad **Mathias 20**

DN 10000



Abb. kann Sonderzubehör enthalten

Entwicklung, Produktion, Vertrieb von behinderten- und seniorengerechten Fahrrädern

zugelassen zur Abgabe von behindertengerechten Fahrrädern bei den im Verband der Angestellten Krankenkassen e.V. angeschlossenen Kassen und bei der Bezirksdirektion der AOK Baden-Württemberg in Lahr



IK-Nr. 590 831 038


Draisin GmbH
 Von-Drais-Str.35
 D-77855 Achern
 Tel. +49 (0)7841 – 66 77 0
 Fax +49 (0)7841 – 66 77 88
 eMail info@draisin.com
 www.draisin.de

Technische Daten

- Länge ca. 163 cm
- Breite ca. 73 cm
- Höhe ca. 95 cm
- Durchstieg ca. 29 cm
- Schrittlänge ca. 45 – 90 cm

Körpermaße

- Körperlänge: cm
- Gewicht: kg
- Armlänge: cm
- Fingerlänge: cm
- A Beinlänge: cm
- B Fußlänge : cm



Kundenangaben

Kunden-Nr. : _____

- Anforderung eines Kostenvoranschlages
- Bestellung - Nr.

Vorname
 Name
 Straße
 PLZ / Ort
 Telefon
 Fax
 e-Mail
 Geburtsdatum
 Kostenträger

Fachhändler-Stempel

Notizen/Besonderheiten

Wir liefern ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt und nur zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen / Irrtümer vorbehalten.

Bankverbindungen

Volksbank Achern Sparkasse Achern
 Konto 12 78 09 Konto 46 001 45
 BLZ 662 913 00 BLZ 664 500 50

Umsatzsteuer-ID

DE 264 666 471

Geschäftsführer

Werner Müller
 Hans Fischer

Registergericht

Mannheim, HRB 706606
 IK-Nr. 590 831 038
 Gerichtsstand Achern

Grundmodell Therapie-Dreirad **Mathias 20**

Produktbeschreibung

Das Modell für die jugendliche Generation, sehr stabile Fahreigenschaften, sehr wendig und leicht zu fahren durch Differential. Klassisch auch hier die **Mitwachsfunktion für Beinlänge von 45 – 90 cm.** Das umfangreiche Zubehör macht die Nutzung für die vielfältigsten Behinderungen möglich.

Grundversion

Radgröße 20 Zoll, Rahmen aus Stahl, Lackierung pulverbeschichtet, Alu-Felgen, Stahlschutzbleche, hydraulische Bremsen vorne und hinten, Feststellbremse, Differential, Beleuchtung incl. Standlicht, Gel-Sattel, T-Sattelstütze, AHS-Lenker, Computertacho, Sicherheitsfahne, Spiralkabelschloss, Korb,

Mitwachsfunktion.

Einstellbereich der Beinlänge von ca. 45-90 cm.
Maximale Zuladung: 80 Kg

Vorteile des Draisin-Rades

Mitwachsfunktion – kann dem Wachstum des Jugendlichen angepasst werden, dadurch langjährige Nutzungsdauer, Die Antriebsvarianten können dem Entwicklungsfortschritt jederzeit angepasst und geändert werden, starre Nabe kann zu- und abgeschaltet werden.

Alle Preisangaben verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

<input type="checkbox"/>	013_110_000_093	Therapie-Dreirad Mathias 20 mit starrer Nabe zum Vor- und Rückwärtsfahren	CHF	2.980,00
<input type="checkbox"/>	M_000_563	7-Gang-Drehgriff-Schaltung mit Rücktritt (nicht mit Motor möglich)	CHF	430,00
<input type="checkbox"/>		7-Gang-Drehgriff-Schaltung mit Freilauf	CHF	430,00
<input type="checkbox"/>	M_000_004	Zuschaltbarer Freilauf (nur starre Nabe)	CHF	415,00
<input type="checkbox"/>	M_000_558	Aufpreis für Heinzmann-Elektro-Motor (500 Watt Schweiz Edition) in Verbindung mit 7-Gang-Nabenschaltung inkl. Lithium-Ionen Akku mit 11 Ah, 36 Volt-Technologie mit Energie-Rückgewinnungsfunktion, inkl. Display, Drehgriffsteuerung mit Anfahrhilfe sowie Ladegerät. Der Motor befindet sich im Heck des Fahrzeuges und treibt beide Hinterräder gleichmäßig über das Differential an. Kombiniert durch die vorgelagerte 7-Gang-Nabenschaltung ergibt sich dadurch eine kraftvolle und angemessene Unterstützung in allen Fahrsituationen. Kein Rücktritt möglich!	CHF	3.150,00
<input type="checkbox"/>	M_000_609	Zusatzakku zur Vergrößerung der Reichweite (Lithium-Ionen-Akku mit 11 Ah)	CHF	945,00
<input type="checkbox"/>	M_000_026	Blinkanlage	CHF	595,00
		Bedienung <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links		
		Sonderausstattung Beifixierungen		
<input type="checkbox"/>	M_000_057/058	Kurbelverkürzung <input type="checkbox"/> links / 057 <input type="checkbox"/> rechts / 058 pro Stück	CHF	24,00
<input type="checkbox"/>	ML_000_030/031	Käfigpedal mit Klettverschluss und Gegengewicht <input type="checkbox"/> links / 030 <input type="checkbox"/> rechts / 031 pro Stück	CHF	105,00
<input type="checkbox"/>	ML_000_028/029	Fußhalteschale, Schuhlänge bis 20 cm <input type="checkbox"/> links / 028 <input type="checkbox"/> rechts / 029 pro Stück	CHF	217,00
<input type="checkbox"/>	ML_000_024/025	Fußhalteschale, Schuhlänge über 20 cm <input type="checkbox"/> links / 024 <input type="checkbox"/> rechts / 025 pro Stück	CHF	217,00
<input type="checkbox"/>	ML_000_026/027	Fußhalteschale mit Wadenfixierung, Schuhlänge bis 20 cm <input type="checkbox"/> links / 026 <input type="checkbox"/> rechts / 027 pro Stück	CHF	259,00
<input type="checkbox"/>	ML_000_020/023	Fußhalteschale mit Wadenfixierung, Schuhlänge über 20 cm <input type="checkbox"/> links / 020 <input type="checkbox"/> rechts / 023 pro Stück	CHF	259,00
		Sonderausstattung Rückenlehne, Sattel, Lenker		
<input type="checkbox"/>	M_000_050/052-054	Rückenfixierung höhenverstellbar und seitlich einstellbar mit Haltegurt und einem Rückenpolster: Rückenpolster <input type="checkbox"/> klein <input type="checkbox"/> groß Stellrohr (rund) <input type="checkbox"/> gerade <input type="checkbox"/> gebogen	CHF	420,00
<input type="checkbox"/>	M_000_051/055/056	Rückenfixierung höhenverstellbar und seitlich einstellbar mit Haltegurt und zwei Rückenpolstern: Rückenpolster <input type="checkbox"/> klein <input type="checkbox"/> groß Stellrohr (rund) <input type="checkbox"/> gerade <input type="checkbox"/> gebogen	CHF	699,00
<input type="checkbox"/>	M_000_096	Abstandshalter für vertikales Einstellen der Rückenlehne	CHF	80,00
<input type="checkbox"/>	ML_000_074	AHS- Lenker vorn (Brezelform) in alle Richtungen verstell- und drehbar.	CHF	105,00
<input type="checkbox"/>	M_000_250	Sitzhöhenverstellung, 5 Positionen einstellbar	CHF	770,00
<input type="checkbox"/>	022_910_700_004/005	Handfixierung-GRIPMIT klein <input type="checkbox"/> links / 004 <input type="checkbox"/> rechts / 005	CHF	105,00
<input type="checkbox"/>	022_910_700_006/007	Handfixierung-GRIPMIT mittel <input type="checkbox"/> links / 006 <input type="checkbox"/> rechts / 007	CHF	105,00
<input type="checkbox"/>	022_910_700_008/009	Handfixierung-GRIPMIT groß <input type="checkbox"/> links / 008 <input type="checkbox"/> rechts / 009	CHF	105,00
<input type="checkbox"/>	M_000_304	Bananensattel verhindert das Durchrutschen nach vorne und hinten	CHF	105,00
<input type="checkbox"/>	021_310_100_400	Komfort-GEL-Sattel VELO mit breiter Sitzfläche	CHF	105,00
<input type="checkbox"/>	M_000_063	Gepäckbox, groß, weiß-blau, abschließbar, abnehmbar (nicht mit Motor möglich!)	CHF	230,00
<input type="checkbox"/>	M_000_062	Adapter zum Mitführen eines Faltrollstuhl	CHF	640,00
<input type="checkbox"/>	M_000_049	Stockhalter <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts pro Stück	CHF	105,00
<input type="checkbox"/>	021_350_001_000	Rückspiegel <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	CHF	60,00
<input type="checkbox"/>	021_380_000_002	Nylonabdeckhaube	CHF	110,00
<input type="checkbox"/>	M_000_107	Schiebestange, verstellbar, inkl. Versetzung des Bremsgriffs an die Schiebestange	CHF	360,00
<input type="checkbox"/>	022_910_400_300	Speichenschutzscheibe (20 Zoll) transparent <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links pro Stück	CHF	85,00
<input type="checkbox"/>	500_100_200_581	Speichenschutzscheibe (20 Zoll), individuell gestaltet <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links pro Stück	CHF	155,00
<input type="checkbox"/>	M_000_294	Kippschutz hinten <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links pro Stück	CHF	98,00
<input type="checkbox"/>	500_100_201_068	Luftidentische Bereifung (absolute Pannensicherheit mit dem Komfort einer Luftbereifung)	CHF	415,00
<input type="checkbox"/>		Sonstiges	CHF	
		Zwischensumme	CHF	
		zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer	CHF	
		Gesamtbetrag	CHF	

Zufuhr frei Haus!!!