


Rechnungs-Empfänger:	Lieferanschrift: <input type="checkbox"/> siehe Rechnungs-Empfänger
-----------------------------	--



Kommission _____



H (Gesamthöhe)
LF (Höhe Brust)
SH (Beinlänge)
Alter
Gewicht


Grundmodell enthält:

- Fußplatten geteilt
- Neigungsfunktion mit Fußpedalauslösung auf beiden Seiten
- Fußplatten separat Neigungs bzw. Höheneinstellbar
- Rollen 100mm
- Feststellbremse an allen Rädern
- Grundpolster mit Brustpolster (Option) in verschiedenen Größen kombinierbar



Maße	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4
Breite Gestell (G)	51 cm	57 cm	65 cm	75 cm
Länge Gestell (H)	75 cm	92 cm	111 cm	111 cm
Höhe, vertikal (I)	46-57 cm	53-64 cm	68-79 cm	88-99 cm
Höhe, horizontal (II)	70 cm	70 cm	80 cm	80 cm
Bodenfreiheit Rahmen	13 cm	18 cm	18 cm	18 cm
Basisplatte Breite, oben-unten	25-32 cm	30-38 cm	35-46 cm	40-55 cm
Basisplatte Höhe	43 cm	50 cm	65 cm	85 cm
Neigungswinkel	0 - 87°	3-90°	3-90°	3-90°
Fußplatte, Neigung	-10 bis 10°	-10 bis 10°	-10 bis 10°	-10 bis 10°
Gewicht	20,5 kg	24 kg	30,5 kg	35 kg
Gewicht mit elektr. Einstell.	22,5 kg	25.5 kg	32.5 kg	37 kg
max. Körpergröße mit optionalem Zubehör	85-112 cm	98-129 cm	125-156 cm	153-184 cm
max. Belastbarkeit	40 kg	60 kg	80 kg	100 kg

Keine Haftung für Druckfehler

CH	Beschreibung	Größe	Art.Nr.	CHF	
	Caribou Grundmodell, gelb	1	860101	1.412,00	<input type="checkbox"/>
	Caribou Grundmodell, rot	2	860102	1.591,00	<input type="checkbox"/>
	Caribou Grundmodell, blau	3	860113	2.117,00	<input type="checkbox"/>
	Caribou Grundmodell, anthrazit	4	860114	2.352,00	<input type="checkbox"/>
	Caribou Grundmodell elektr. Neigungsfunktion	3	860103-EL	3.349,00	<input type="checkbox"/>
	Caribou Grundmodell elektr. Neigungsfunktion	4	860104-EL	3.635,00	<input type="checkbox"/>

Zubehör

Brustpolster wird benötigt, bitte Größe auswählen:



Brustpolster klein, B1:15cm B2:18cm H:20 cm		861101-1	451,00	<input type="checkbox"/>
Brustpolster mittel, B1:19cm B2:23cm H:25 cm		861101-2	451,00	<input type="checkbox"/>
Brustpolster groß, B1:22cm B2:27cm H:35cm		861101-3	474,00	<input type="checkbox"/>
Brustpolster xl, B1:25cm B2:31cm H:40 cm		861101-4	474,00	<input type="checkbox"/>

Kreuzgurt und / oder Brustgurt wird benötigt, bitte Größe auswählen:



Kreuzgurt	1	862102-1	214,00	<input type="checkbox"/>
Kreuzgurt	2	862102-2	214,00	<input type="checkbox"/>
Kreuzgurt	3	862102-3	214,00	<input type="checkbox"/>
Kreuzgurt	4	862102-4	214,00	<input type="checkbox"/>




Brustgurt	1+2	862101-2	128,00	<input type="checkbox"/>
Brustgurt	3	862101-3	128,00	<input type="checkbox"/>
Brustgurt	4	862101-4	128,00	<input type="checkbox"/>




neu!
neu!

Armauflage klein, höhen- u winkelverstellbar B:12,5cm H: 43cm,		861109-10	410,00	<input type="checkbox"/>
Armauflage groß, höhen- u winkelverstellbar B:16,5cm H: 52cm,		861109-20	434,00	<input type="checkbox"/>



Schulterauflage, klein Set, B:7,5 H:19 cm, Paar	1	861126-1	251,00	<input type="checkbox"/>
Schulterauflage, mittel, Set, B:8.5 H:24 cm, Paar	2	861126-2	251,00	<input type="checkbox"/>
Schulterauflage, gross, Set B:10 H: 31,5cm, Par	3	861126-3	251,00	<input type="checkbox"/>
Schulterauflage, xl, Set B:11 H:39 cm, Paar	4	861126-4	251,00	<input type="checkbox"/>

nur in Verbindung mit Brustpolster in der selben Größe












Keil zur Anformung des Grundpolsters, Set	klein	861107-1	24,00	<input type="checkbox"/>
Keil zur Anformung des Grundpolsters, Set	mittel	861107-2	24,00	<input type="checkbox"/>
Keil zur Anformung des Grundpolsters, Set	groß	861107-3	24,00	<input type="checkbox"/>













Kopfpolster klein	1+2	861116-1	451,00	<input type="checkbox"/>
Kopfpolster groß	3+4	861116-2	474,00	<input type="checkbox"/>
Kopfstütze aus R82 Programm (siehe gesondertes Bestellformular)				<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

CH	Beschreibung	Größe	Art.Nr.	CHF	
	Verlängerungspolster, klein B:25 H:8 cm	alle Größen	861106-1	286,00	<input type="checkbox"/>
	Verlängerungspolster, mittel B:30 H:10 cm	alle Größen	861106-2	286,00	<input type="checkbox"/>
	Verlängerungspolster, gross B:35 H:10 cm	alle Größen	861106-3	286,00	<input type="checkbox"/>
	Verlängerungspolster, xl B:40 H:10 cm	alle Größen	861106-4	286,00	<input type="checkbox"/>
	Tisch, Kunstst., mit Becken und Abdeckung	1+2	862130-2	690,00	<input type="checkbox"/>
	Tisch, Kunstst., mit Becken und Abdeckung	3+4	862130-3	690,00	<input type="checkbox"/>
	Tisch, aber für tiefere Position	1	862131-1	690,00	<input type="checkbox"/>
	Tisch, aber für tiefere Position (nicht für Gr. 4) <i>Tisch ist für Bauch- und Rückenlage geeignet</i>	2+3	862131-2	690,00	<input type="checkbox"/>
	Armauflage für Tisch <i>nicht in Verbindung mit Schulterauflagen</i>	alle Größen	861131	143,00	<input type="checkbox"/>
	Therapiebügel für Tisch	alle Größen	861135	190,00	<input type="checkbox"/>
	Haltebügel für Tisch	alle Größen	861136	341,00	<input type="checkbox"/>
	Haltegriff / Schiebegriff für Begleitperson		861108-U	118,00	<input type="checkbox"/>
	neu! neu! Seitenpelotten, klein T:11xH:12 cm	alle Größen	861102-10	230,00	<input type="checkbox"/>
	Seitenpelotten, groß T:16xH:15 cm <i>Achtung: Verstellbereich limitiert, auf korrekte Größenauswahl des Brustpolsters achten!</i>	alle Größen	861102-20	230,00	<input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten, klein, H:14,5 cm T:9.5 cm	alle Größen	861102-1	322,00	<input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten, mittel, H:18 cm T:13 cm	alle Größen	861102-2	322,00	<input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten groß, wie m, mit langer Haltestange	alle Größen	861102-3	322,00	<input type="checkbox"/>
	Gurt für Seiten- und Beckpelotten klein		862103-1	49,00	<input type="checkbox"/>
	Gurt für Seiten- und Beckpelotten mittel		862103-2	49,00	<input type="checkbox"/>
	Gurt für Seiten- und Beckpelotten groß		862103-3	49,00	<input type="checkbox"/>
	Rücken- / Gesäßpelotte klein 13 x 19cm	1+2	861115-2	356,00	<input type="checkbox"/>
	<i>nicht in Verbindung mit Abduktionskeil</i>	3+4	861115-3	356,00	<input type="checkbox"/>
	Abduktionskeil klein B1:5 B2:7 H:15 T:17	alle Größen	861103-1	203,00	<input type="checkbox"/>
	Abduktionskeil, groß B1:15 B2:7 H:15 T:9 <i>nicht in Verbindung mit Rücken- / Gesäßpelotten</i>	alle Größen	861103-2	203,00	<input type="checkbox"/>
	Gurt für Abduktionskeil klein	alle Größen	862104-1	177,00	<input type="checkbox"/>
	Gurt für Abduktionskeil groß	alle Größen	862104-2	177,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

CH	Beschreibung	Größe	Art.Nr.	CHF	
	Kniepelotten, einzeln, starr, klein	1+2	861144-2	571,00	<input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, einzeln starr, groß	3+4	861144-3	571,00	<input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, einzeln abschwenkbar, klein	1+2	861154-2	712,00	<input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, einzeln abschwenkbar, groß	3+4	861154-3	712,00	<input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, aufklappbar, starr, klein	1+2	861144-20	593,00	<input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, aufklappbar, starr, groß	3+4	861144-30	593,00	<input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, aufklappbar, abschwenkbar, klein	1+2	861154-20	761,00	<input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, aufklappbar, abschwenkbar, groß	3+4	861154-30	761,00	<input type="checkbox"/>
	Fußschalen, tiefenverstellbar, Set	1+2	86147	185,00	<input type="checkbox"/>
	Fußschalen, tiefenverstellbar, Set	3+4	86148	185,00	<input type="checkbox"/>
	Fersenstütze, klein, Set	1+2	861251	87,00	<input type="checkbox"/>
	Fersenstütze, groß, Set	3+4	861252	80,00	<input type="checkbox"/>
 neu!	Klappschnallen, mit Montage-Gleitstücken, Set 6 Stück <i>zur Befestigung von diversen Gurten an Caribou Montagestangen</i>	alle Größen	862109-35	32,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, schwarz	0	89625-060	241,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, schwarz	1	89625-160	241,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, schwarz	2	89625-260	241,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, schwarz	3	89625-360	241,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, schwarz	4	89625-460	241,00	<input type="checkbox"/>
	Fixationsweste, schwarz	0	89111-060	241,00	<input type="checkbox"/>
	Fixationsweste, schwarz	1	89111-160	241,00	<input type="checkbox"/>
	Fixationsweste, schwarz	2	89111-260	241,00	<input type="checkbox"/>
	Fixationsweste, schwarz	3	89111-360	241,00	<input type="checkbox"/>
	Fixationsweste, schwarz	4	89111-460	241,00	<input type="checkbox"/>
	Neopren Weste Gr.1	1	89113-1	241,00	<input type="checkbox"/>
	Neopren Weste Gr.2	2	89113-2	241,00	<input type="checkbox"/>
	Neopren Weste Gr.3	3	89113-3	241,00	<input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, 4-Punkt	Größe 1	85428-1	241,00	<input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, 4-Punkt	Größe 2	85428-2	241,00	<input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, 4-Punkt	Größe 3	85428-3	241,00	<input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, 4-Punkt	Größe 4	85428-4	241,00	<input type="checkbox"/>
	Sternum Gurt	Größe 1	85430-1	242,00	<input type="checkbox"/>
	Sternum Gurt	Größe 2	85430-2	242,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler