

Bestellung

Angebot



Yes, you can.

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Bestellformular

Januar 2020

IE13000

Preise in CHF
exkl. MwSt.

alber® viamobil V25




Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:


Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

I521003	viamobil V25 (maximale Zuladung 160 kg!) Schiebehilfe mit elektrisch geregelter Radnabenmotor komplett mit Antriebseinheit, Schiebegriffen, Li-Ion Akku und Ladegerät, inkl. 2 Jahre Garantie auf Gerät UND Akku IV-Pos.-Nr. 505 000		4'980.00
I457771	Halterung für Standard Rollstuhl		458.00
I457765	Halterung für schmalen Rollstuhl oder Kinderrollstuhl (SB < 34 cm)		616.00
DL50010	Aufpreis für Sonderanbauten an Pflegerollstühle individuelle Anpassungsarbeiten, Bediengerätbefestigung IV-Pos.-Nr. 500 212		390.00
I457772	Spezialhalterung insbesondere bei Pflege- und Funktionsrollstühlen		705.00
DL10023	Anbau von viamobil an vorhandenen Rollstuhl IV-Pos.-Nr. 505 000		340.00
viamobil V25 Zubehör			
I593418	Zusatzschiebegriffe (Paar) in Höhe einstellbar IV-Pos.-Nr. 500 130		325.00
I593389	Kippstützen, Paar IV-Pos.-Nr. 500 101		346.50
I520746	Akkupack für V25 komplett IV-Pos.-Nr. 500 212		779.50
I593206	Kippstützen mit Bockfunktion, schwenkbar (Paar) IV-Pos.-Nr. 500 101		471.60
Informations pour le montage			
Angaben zum Rollstuhl:			
Hersteller:			
Rollstuhltyp:			
Lieferwoche (falls kein Küschall- oder Invacarerollstuhl): > ohne Angaben wird das System bei Erhalt des Rollstuhles bestellt			
Sitzbreite: cm			
Sitzhöhe: cm			
Trommelbremsen vorhanden: ja nein (Trommelbremsen können nicht verwendet werden!)			
Trommelbremsen vorhanden: ja nein			
Anbau Bediengerät und Radposition:			
Anbau Bediengerät: rechts links			
Radposition: 1 (hinten) 2 (mittig) 3 (vorne)			
Angabe zu den Schiebegriffen:			
D = mm X = mm (breite) Y = mm (höhe)			



Rundrohr



Profilrohr