



SITZBREITEN FÜR SCHWERE BENUTZER EUROCHAIR VARIO XXL 1.760

HMV-Nr. 18.50.02.3027

EUROCHAIR® VARIO XXL



EINSATZBEREICHE ANPASSUNG

- Besonders geeignet für schwere Personen
- Langzeitversorgung mit hohem Anpaßbedarf für die selbstständige Mobilität
- Vorwiegend häuslicher Einsatz, aber auch in Rehakliniken zum Erreichen therapeutischer Ziele
- Einsatz bei verschiedenen Antriebsarten
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten an die Körpermaße des Benutzers
- Sitzbreite von 50 - 58 cm
- Fahrwerksanpassung durch winkelverstellbaren Steuerkopf und Varioplatte
- Rückenverstellung durch Anpassgurt
- Sitztiefenverstellung 43 - 46 cm serienmäßig
- Verschiedene Armlehnen und Beinstützen wählbar
- Umfangreiches Zubehör
- Ab 16,5 kg Gesamtgewicht
- Belastbar bis 160 kg

BEDIENUNG

- Faltbar
- Greifreifen-Antrieb/ Schiebetrieb
- Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar
- Verriegelbare Armlehnen, nach hinten abklappbar
- Alle Antriebsräder inkl. Steckachse
- Kniehebelbremse
- Trommelbremse für Begleitperson (Option)
- Auftrittshilfe serienmäßig

ZUBEHÖR

- Stockhalter
- Passive Beleuchtung
- Stützrollen
- Schiebestange
- Haltegurt
- Bremshebelverlängerung
- Therapietisch
- Zusatzantrieb

**KRAFTKNOTEN
SYSTEM**

**Mit Personen-
Rückhaltesystem lieferbar!**

PRESS

Weitere Informationen und technische Anforderungen siehe Zubehör.



Schiebestange

Code 814

Die zwischen den Rückenrohren eingefügte Schiebestange ermöglicht ein stabiles Fahrverhalten und kann gleichzeitig als komfortable Schiebehilfe benutzt werden.



Fußbrett

Code 54

Das durchgehende Fußbrett rundet das Bild nach vorne ab. Es ist einseitig hochklappbar und ermöglicht somit auch das einfache Falten des Rollstuhls.



Stabilität

Die im hinteren Rahmenbereich eingesetzten Verstärkungselemente gewährleisten eine stabile Entlastung der serienmäßigen Rückenanbindung.



Faltvorgang

Nach Lösen der Schiebestangen-Verriegelung kann der Eurochair-Vario XXL problemlos gefaltet werden.

BESONDERS BELASTBAR!



Der gezielte Einsatz starrer Rahmenverbindungs-Elemente gibt dem Faltrollstuhl die für diesen Einsatzzweck benötigte Festigkeit. Eine Doppelkreuzstrebe garantiert hohe Rahmen-Stabilität und eine gute parallele Rahmenführung.



Sitzgurt

Auch der Sitzgurt wurde in der Anbindung verstärkt, da er in einer Kederschiene in den beiden Sitzrohren eingezogen wird

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	50 cm	53 cm	58 cm		
Breite fahrbereit	68	71	76	Personengewicht	160
Breite gefaltet	28			Leergewicht	16
Sitztiefe	43 / 46			Zul. Gesamtgewicht	176
Sitzhöhe	variabel 43 bis 51,5			Transportgewicht	10
Gesamthöhe	96			Antriebsrad	24"
Rückenhöhe	42 / 44				
Armlehnenhöhe ¹⁾	23				
Länge mit Fußstütze	104				
Länge ohne Fußstütze	78			1) mit Seitenteil Code 12 / 70 / 577	
Maße in cm, Maßtoleranzen ± 1,5 cm				Gewichte in kg	