



PREISLISTE 2019



- Bestellung
- Offerte

IE12000

e-motion M25

<input type="checkbox"/> Bitte ankreuzen zum Bestellen			
Artikelnummer	Bezeichnung		Verkaufspreis in CHF exkl. MWST
1592559	e-motion M25 - 24" Schwalbe Right Run Bereifung schwarz, Greifreifen Edelstahl, ECS Fernbedienung	<input type="checkbox"/>	9'900.00
1592658	e-motion M25 - 26" Schwalbe Right Run Bereifung schwarz, Greifreifen Edelstahl, ECS Fernbedienung Lieferzeit plus 10 Tage	<input type="checkbox"/>	10'100.00
1592670	e-motion M25 - 22" Schwalbe Right Run Bereifung schwarz, Greifreifen Edelstahl, ECS Fernbedienung Lieferzeit plus 10 Tage	<input type="checkbox"/>	9'900.00
40 Nm Drehmoment pro Rad, bis 8,5 km/h*, 7,8 kg pro Rad, Reichweite bis zu 25 km, individuelle Fahrparameter**, Cruise Mode*, Rückrollverzögerung, vier voreingestellte Fahrprofile individuell einstellbare Empfindlichkeit der Sensoren an den Greifreifen * mit Mobility Plus Package (google play store erhältlich / Appstore ab Dez. 2018 erhältlich) ** kostenloser PIN Code erforderlich			
1457771	Halterung für Anbau am Rollstuhl (<i>muss immer bestellt werden</i>)	<input type="checkbox"/>	458.00
DL10022	Anbau von e-motion an bestehenden Rollstuhl	<input type="checkbox"/>	340.00
1489214	Kippstützen mit Bockfunktion, schwenkbar (Paar)	<input type="checkbox"/>	472.00

e-motion M25 Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung		Verkaufspreis in CHF exkl. MWST
Greifreifenüberzüge			
1592421	Greifreifenüberzug 24", Paar	<input type="checkbox"/>	212.00
1592425	Greifreifenüberzug 22", Paar	<input type="checkbox"/>	212.00
1592426	Greifreifenüberzug 26", Paar	<input type="checkbox"/>	212.00
Bereifung			
1565894	Schwalbe Marathon Plus Evolution, Paar mit Pannenschutzeinlage, schwarz	<input type="checkbox"/>	160.00
Greifreifen			
1592527	Greifreifenbeschichtung Tetra, Paar (nicht für 26" verfügbar, + 250gr pro Rad)	<input type="checkbox"/>	350.00

1592528	Greifreifen Carbolife Curve L, Paar (schwarz, pulverbeschichtet, nicht für 22" verfügbar)	☐	490.00
1592529	Greifreifen Carbolife Quadro, Paar (Tetra-Grip-Beschichtung, nicht für 22" und 26" verfügbar)	☐	590.00
Speichenschutz			
1592266	Speichenschutz 22", Dekor Comic, Paar	☐	330.00
1592268	Speichenschutz 24", Dekor Sphere, Paar	☐	330.00
1592269	Speichenschutz 26", Dekor Sphere, Paar	☐	330.00
1592553	Speichenschutz 24", unbedruckt, Paar	☐	330.00
Divers			
1591500	Ergonomische Steckachse, Paar	☐	210.00
1591362	Steckachse für Transport	☐	150.00
1565005	Umbau manuelle Räder auf 1/2" - Steckachse	☐	250.00
1467780	Bremsverbreiterungssatz	☐	65.00
1592232	Halterung für ECS-Fernbedienung zur Montage am Rollstuhl	☐	128.00

Informationen für den Anbau

Angaben zum Rollstuhl:

Hersteller:.....

Rollstuhltype:.....

Sitzbreite:.....cm

Sitzhöhe:.....cm


Trommelbremsen vorhanden: ja nein (Trommelbremsen können nicht verwendet werden!)

Kippstützen vorhanden: ja nein

Steckachsen vorhanden: ja nein

Radposition:

Radposition: 1 (hinten) 2 (mittig) 3 (vorne)




Dürfen Ankipprohre gekürzt werden um einen optimalen Anbau der Alber Kippstützen zu gewährleisten? ja nein

Anbau Halterung für Fernbedienung:

Abstand Rückenlehne - Fernbedienung:.....cm (1)

Abstand Sitzrohr - Fernbedienung:.....cm (2)



Bitte senden Sie Ihre Bestellung an INVACARE AG, switzerland@invacare.com

Absender (Rechnungsadresse)

Versandadresse

(Falls abweichend von Rechnungsadresse)

Kunden- Nr.: _____

Kommission: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Bitte ankreuzen: Bestellung

Kostenvoranschlag