

Grundmodell Rollstuhltransporter „ANDROS“

Produktbeschreibung

Rollstuhltransporter, Rahmenkonstruktion aus Stahl, Lackierung pulverbeschichtet, Radgröße 22" Schwerlastfelgen aus Alu, Radgröße vorne 20" x 1,75, Radgröße hinten 24" x 1,75, Stahlschutzbleche, GEL-Sattel für den Fahrer.

Grundversion

Rollstuhltransporter Andros, 7-Gang-Schaltung mit Freilauf, hydraulische Bremse vorne und hinten, Feststellbremse, LED-Beleuchtung mit Standlicht, Ladeplattform aus Alu-Blech mit Rollstuhlsicherungssystem, durch die leicht bedienbare Kippmechanik kann die Frontladefläche geneigt und direkt mit einem handelsüblichen Rollstuhl befahren/beladen werden.

Maximale Gesamtzuladung 250 kg
Maximale Zuladung (Transportfläche vorne) 150 kg

Vorteile des Draisin-Rades

Integration, Kommunikation, Mobilität

Alle Preisangaben verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

<input type="checkbox"/>	013_120_000_100	Mehrpersonen-Fahrzeug Draisin "ANDROS" Rollstuhltransporter	CHF	4.950,00
		<p>Rahmenkonstruktion aus Stahl, Lackierung pulverbeschichtet, Radgröße vorne 20" x 1,75, Radgröße hinten 24" x 1,75, Stahlschutzbleche, GEL-Sattel für den Fahrer. 7-Gang-Schaltung mit Freilauf, hydraulische Bremsen vorne und hinten mit Feststellfunktion, Schloss, Beleuchtung inkl. Standlicht, die Ladeplattform besteht aus Alu-Blech mit Rollstuhlsicherungssystem. <u>Sonderzubehör allgemein</u></p>		
<input type="checkbox"/>	M_000_618	Aufpreis für Heinzmann-Elektro-Motor 500 Watt in Verbindung mit 7-Gang-Kettenschaltung inkl. Lithium-Ionen-Akku mit 11 Ah, 36 Volt-Technologie mit Energie-Rückgewinnungsfunktion, inkl. Display, Drehgriffsteuerung mit Anfahrhilfe sowie Ladegerät. Kombiniert mit der 8-Gang-Kettenschaltung ergibt sich dadurch eine kraftvolle und angemessene Unterstützung in allen Fahrsituationen. Kein Rücktritt möglich!	CHF	3.150,00
<input type="checkbox"/>	M_000_609	Zusatzakku zur Vergrößerung der Reichweite (Lithium-Ionen-Akku mit 11 Ah zum manuellen Wechsel)	CHF	945,00
<input type="checkbox"/>		Zusätzliches Gurtsystem zur Sicherung des Rollstuhlfahrers auf dem Rollstuhl	CHF	495,00
<input type="checkbox"/>	M_000_630	Fahrradtaschen-Set mit Tragegurten und Reflexionsstreifen	CHF	230,00
<input type="checkbox"/>	500_100_201_199	Speichenschutzscheibe (20 Zoll), transparent <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts pro Stück	CHF	85,00
<input type="checkbox"/>	500_100_200_581	Speichenschutzscheibe (20 Zoll), individuell gestaltet <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts pro Stück	CHF	175,00
<input type="checkbox"/>	500_100_201_068	Luftidentische Bereifung (Komfort einer Luftbereifung absolute Pannensicherheit)	CHF	415,00
<input type="checkbox"/>		Sonstiges	€	
		Zwischensumme	€	
		zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer	€	
		Gesamtbetrag	€	

Zufuhr frei Haus