

GMFCS
Level III-Vkg
max. 50

(-)5° - 25°

(-)5° - 37°

15 - 42 cm


46 - 58 cm

16 - 38 cm



Ich bin Dein mitwachsender Therapiestuhl.

Ich finde es richtig schön, Dich als Kleinkind oder Jugendlicher zu begleiten. Darum gibt es mich in vier Größen. Das Tolle ist, dass sich mein Sitz nach vorne und hinten kippen lässt – das geht ganz leicht mit einem Hebel. Und sogar so weit, dass Du Dich hinlegen und entspannen kannst. Damit Du immer mitten im Geschehen sein kannst, lasse ich mich hoch und runter fahren. Ich helfe Dir auch dabei, Deine Rückenmuskulatur zu trainieren: Dazu nimmt man einfach ganz fix meine Rückenlehne ab.







**Mit einem Handgriff:
Wenn Du möchtest,
kann mein Rücken ganz
einfach abgenommen
werden. Das bietet Dir
mehr Freiheit, Dich zu
bewegen.**



Rahmenfarben

- Anthrazit metallic
- Telegrau 4 (Weißgrau)

Abnehmbare
Rückeneinheit



Daten	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 1b	Gr. 2
Sitztiefe	15 - 25 cm	21 - 30 cm	26 - 36 cm	30 - 42 cm
Sitzbreite	16 - 26 cm	20 - 30 cm	20 - 30 cm	28 - 38 cm
Rückenhöhe mit kurzem Rücken	35 - 43 cm	35 - 43 cm	42 - 52 cm	42 - 52 cm
Rückenhöhe mit langem Rücken	42 - 52 cm	42 - 52 cm	53 - 63 cm	53 - 63 cm
Sitzhöhe	46 - 58 cm	46 - 58 cm	46 - 58 cm	46 - 58 cm
Sitzhöhe mit niedrigen Untergestell	35 - 40 cm	35 - 40 cm	-	-
Unterschenkellänge	17 - 24 cm	22 - 32 cm	27 - 38 cm	30 - 48 cm
Breite gesamt	45 cm	45 cm	53 cm	53 cm
Länge Grundrahmen	66 cm	66 cm	77 cm	77 cm
Sitzwinkel	(-)5° - 37°	(-)5° - 37°	(-)5° - 37°	(-)5° - 37°
Rückenwinkel	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°
max. Belastung	30 kg	30 kg	45 kg	50 kg
Gewicht	16 kg	17 kg	18 kg	19 kg
HMV-Nr.	26.11.05.0021			



Weitere Infos zu Stoffen & Stickereien
findest Du auf den Seiten 158 – 159.

Weitere Infos zu Zubehör & Begertungen
findest Du in der Preisliste.

