

JOBST®

JOBST® Relax:
Für mehr

Entspannung
zu Hause



JOBST® Relax

Ein revolutionäres Kompressionsprodukt für alle Ruhephasen

Gut versorgt in allen Lebenslagen – rund um die Uhr

Die Behandlung von Lymphödemen ist komplex und erfordert 24 Stunden am Tag besondere Aufmerksamkeit. Wir bei Essity unterstützen mit unseren ganzheitlichen Behandlungskonzepten erfolgreich Kompressionstherapien. Dabei behalten wir neben den Bedürfnissen von Sanitätsfachkräften und behandelnden Ärzten auch die der Patienten im Blick. Die Maßversorgungen unserer vier flachgestrickten Kompressionsstrumpflinien JOBST Elvarex, JOBST Elvarex Plus, JOBST Elvarex Soft und JOBST Elvarex Soft Seamless sichern eine auf jeden Bedarf ganz individuell abgestimmte Versorgung für den aktiven Lebensstil Ihrer Patienten: Funktionszonen schützen und stützen sensible Körperbereiche wie das Knie oder den Ellenbogen und nahtlose Versorgungen lassen Fingern und Zehen Platz und verbessern die Feinsensorik.

JOBST® Relax: Ein Kompressionsprodukt für alle Ruhephasen

Mit JOBST Relax bieten wir noch mehr. Wenn Ihre Patienten zu Hause zur Ruhe kommen, schützt JOBST Relax Lymphödeme auf besonders sanfte Art. JOBST Relax kann sogar nachts getragen werden ohne zu stören.



**JOBST Flachstrick:
Immer gut versorgt mit einem Sortiment,
dem kaum Grenzen gesetzt sind!**

JOBST® Relax: Damit Ihre Patienten zur Ruhe kommen können

Kompressionsprodukte für Ruhezeiten sollen Ihren Trägern Sicherheit und Geborgenheit geben, dann wirken sie positiv über die Nacht hinaus bis in den nächsten Morgen hinein. Häufig aber sind die herkömmlichen Produkte unbequem: sie sind zu warm, schnüren die versorgte Extremität ein oder verursachen Juckreiz. Das Ergebnis sind Schlafstörungen und daraus resultierend eine geringe Patientencompliance.

Schlechtes Anziehverhalten oder eine wenig ansprechende Optik dieser Kompressionsprodukte, verringern ebenfalls die Compliance der Patienten*.


Wir haben Patienten in die Entwicklung von JOBST Relax einbezogen und sie gefragt:

„Wenn sie an den Eigenschaften von Kompressionsprodukten für Ruhephasen etwas ändern könnten, was wäre das?“

Aus den Antworten wissen wir, dass die Patienten sich folgende Eigenschaften wünschen:

- mehr **Tragekomfort**
- einfachere **Handhabung**
- attraktiveres **Design**

Mit JOBST Relax erfüllen wir diese Wünsche.



JOBST® Relax: Kompression in Premiumqualität

JOBST Relax ist als Ergänzung zu tagsüber getragenen Kompressionsstrümpfen entwickelt worden, die das aktive Leben der Patienten sicherstellen sollen. Um die genannten Patientenwünsche umzusetzen, sind wir entwicklungs-technisch innovative Wege gegangen und führen mit JOBST Relax ein neuartiges Produkt zum Wohlfühlen und „Relaxen“ in den Markt ein.

Die Innovation im Detail

Strukturierte Oberfläche

Bewirkt einen Mikromassage-Effekt

- ▶ Regt den Abfluss der Lymphflüssigkeit an

Monofilament-Zwischenschicht

Sorgt für einen Dämpfungseffekt

- ▶ Für eine komfortable Nachtruhe

Flachstricktechnik nach Maß

Für einen gleichmäßigen, reduzierten Kompressionsdruck

- ▶ Schlafen ohne Einschnürungen

Für eine anatomisch angepasste Form

- ▶ Kein Verrutschen

COOLMAX®

Coolmax®-Fasern und modernste Stricktechnik

Zur verbesserten Atmungsaktivität

- ▶ Angenehmes Hautklima
- ▶ Hoher Tragekomfort

Flaches Material

Für Elastizität und ein geringes Gewicht

- ▶ Ist luftdurchlässig und erhöht den Tragekomfort

Mit **JOBST® Relax** erfüllen wir Patientenwünsche

Wir möchten grundsätzlich wissen, ob sich unser Engagement in einer überdurchschnittlichen Patienten-Resonanz widerspiegelt. Deshalb haben wir Patienten im Rahmen einer Zufriedenheitsstudie** nach ihrer Meinung zu **JOBST Relax** gefragt.

“**JOBST Relax** sitzt sehr bequem!“

... Warum **JOBST® Relax** bequemer ist?

- ▶ Aufgrund seiner Dämpfung (Monofilament-Polster)
- ▶ Durch seine Atmungsaktivität und das angenehme Hautklima (CoolMax®-Fasern)
- ▶ Wegen seiner Elastizität und des geringen Gewichts

“**JOBST Relax** ist sehr bequem und fühlt sich fantastisch an!“

... Warum **JOBST® Relax** ansprechender aussieht?

- ▶ Durch die exklusive Gestrickoberfläche
- ▶ Aufgrund der schlanken Silhouette
- ▶ Wegen des modernen Designs

“Ich finde **JOBST Relax** großartig. Es gefällt mir sehr gut.“

“Ich finde **JOBST Relax** toll.“

“Man hat einfach das Gefühl, dass die **Versorgung genau das leistet, wofür sie gemacht ist.**“

“Ich habe das Gefühl, dass sie mein Lymphödem in Schach hält und die Schwellung in meinen Arm mildert.“

... Warum **JOBST® Relax** klinisch **wirksam** ist?

- ▶ Weil **JOBST Relax** nicht verrutscht und nach Maß gefertigt wird.
- ▶ Weil die Oberflächenstruktur von **JOBST Relax** einen Mikromassage-Effekt bewirkt und so den Lymphfluss anregt.
- ▶ Weil **JOBST Relax** den medizinisch sinnvollen Kompressionsdruck sichert und die bekannten Vorteile von **JOBST Elvarex** besitzt.

** BSN medical Satisfaction Survey; USA; 2016.

JOBST® Relax: für einen guten Schlaf

Aus Gesprächen mit Patienten wissen wir, wie anspruchsvoll die tägliche Therapie sein kann. Bemerkenswert war für uns dabei insbesondere, wie häufig die Befragten uns die gleichen Erlebnisse schilderten: Auch wenn tagsüber Kompressionsstrümpfe das Ödem optimal versorgen, kommt es am Abend nach dem Ablegen der Kompressionsversorgungen, unter Umständen zu neuerlichen Schwellungen oder anderen schmerzhaften Beschwerden. Das ist einer der Hauptgründe dafür, dass wir JOBST Relax so konzipiert haben, dass es auch zum Schlafen getragen werden kann.

In der Entwicklungsphase von JOBST Relax haben wir im Rahmen einer Studie 94 Lymphödempatienten aus fünf Ländern unter anderem gefragt, wie sich ihr Ödem nachts bemerkbar macht.

Hier einige spontane Antworten:

“ Nachts ist es am schlimmsten - er [mein Arm] ist schwer und fühlt sich an, als wäre er kein Teil von mir. ”

“ Nachts ist es ein großes Ärgernis - schlimmer als alles andere. ”

“ Es tut jede Nacht weh. Meistens werde ich von den Schmerzen wach, dann muss ich aufstehen und in der Wohnung auf- und abgehen. ”



Die perfekte Ergänzung für eine erfolgreiche Ödemtherapie

Extradünn, hochelastisch und superleicht: **JOBST® Relax**



Sichert die Bewegungsfreiheit und verbessert so die Lebensqualität der Träger.



Gut für Reisen: JOBST Relax passt gefaltet bequem in eine Hand- oder Reisetasche.







Zwickt nicht, verrutscht nicht - JOBST Relax passt sich fast jeder Schlafposition an.

JOBST Relax: Für entspannte Stunden und einen guten Schlaf!



Produktsortiment JOBST® Relax

Längentypen ▶	AG ¹	CG ¹	AD	AG
Kompressionsdruck ▼				
15-20 mmHg*	●	●	●	●
20-30 mmHg*			●	●
Farben				
Beige	○	○	○	○
Rosé	○	○	○	○

* American classification

Ein integriertes, strapazierfähiges Velourpolster auf der Außenseite der Fußsohle minimiert die Rutschgefahr auf glattem Untergrund.



JOBST Relax gibt es mit oder ohne Reißverschluss:
Der Reißverschluss mit feststellbarem Schieber erleichtert das An- und Ausziehen. Die Haut wird durch eine integrierte Stoffunterlage geschützt.



Der mitgelieferte Satinbeutel dient dem Schutz und der Aufbewahrung von JOBST Relax. Er ist daher ein idealer Reisebegleiter.