



## Academy Vector Sitzkissen

**VICAIR**<sup>®</sup>  
the best in body support

Mit anatomischer Oberschenkel-  
Lagerung, 8–11 cm Höhe, universell  
anpassbar

### Beschreibung

Das Design des Vector-Sitzkissens bietet optimale Einsinkmöglichkeit und funktionelle Stabilität durch eine anatomisch geformte Sitzoberfläche. Die erhöhten Seitenkammern über die komplette Kissenlänge stabilisieren das Becken und die Oberschenkel von aussen. Die Oberschenkel werden zusätzlich von der Mitte aus durch eine leicht erhöhte Kammer im vorderen Bereich geführt. Die hintere Mittelkammer lässt den Benutzer leicht einsinken und schafft somit einen effektiven und komfortablen Schutz gegen die Rutschneigung. Wir erreichen mit dem Vector-Sitzkissen den höchstmöglichen Schutz der Haut in Kombination mit einer funktionell stabilen Sitzposition.

Artikel	Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.
Sitzkissen Academy Vector	ab Fr. 974 82479

Art.-Code 82474

