



Arthrodesenstuhl



Der Therapiestuhl

Beschreibung

Der Vela Uni-21/Arthrodesa ist ein moderner Arbeits- und Therapiestuhl, der durch seine verschiedenen Einstellmöglichkeiten in jeder Situation optimal angepasst werden kann. Der gesamte Sitz lässt sich im Winkel verstellen. Die beiden Sitzelemente lassen sich unabhängig voneinander absenken und feststellen, sodass Hüft- und Kniegelenke beim Sitzen angenehm entlastet werden. Der Vela Stuhl ist auch mit elektronischer Höheneinstellung erhältlich.

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Sitzhöhe [cm] | 42-57 |
| Sitzhöhe | |
| Sitztiefe (von - bis) [cm] | 37x44 |
| Sitztiefe (von - bis) [cm] | 44 |
| Sitzwinkelverstellung (von-bis) | -6°/+6° |
| Sitzwinkelverstellung (von-bis) | -11°/+14° |
| Gewicht [kg] | 20 / 26 |
| Gewicht [kg] | 26 |
| Max. Nutzergewicht [kg] | 125 |
| Max. Nutzergewicht [kg] | 160 |



| Artikel | Sitzhöhe | Sitztiefe (von - bis) | Sitzwinkelve rstellung (von-bis) | Gewicht | Basispreise inkl. MwSt. | Art. Nr. |
|---|----------|--------------------------|--|---------|----------------------------|----------|
| Arbeitsstuhl Vela Tango 510 | | 44 | | 34 | | |
| Arbeitsstuhl Uni 21 | 42-57 | 37x44 | -6°/+6° | 20 | ab Fr. 2'382 | 82336 |
| Arbeitsstuhl Uni 21 elektrisch | 42-57 | 37x44 | -6°/+6° | 26 | ab Fr. 4'846 | 82337 |
| Arthrodesenstu hl Vela Uni-21 | 42-57 | 37x44 | -6°/+6° | 20 | ab Fr. 2'406 | 82176 |
| Arbeitsstuhl Vela Uni-21 elektrisch | 42-57 | 37x44 | -6°/+6° | 26 | ab Fr. 5'017 | 82177 |
| Arbeitsstuhl Vela Tango 500 | | 44 | | | ab Fr. 2'353 | |

