



MalleolocL3

Beschreibung

Orthesen helfen ein instabiles Sprunggelenk vor Überlastungen zu schützen. Die Orthese MalleoLoc L3 eignet sich für mehrstufige Therapien und für Patienten mit chronischem Krankheitsbild, denn sie ist anpassbar: Ihr stabilisierender Schutz kann je nach Therapiefortschritt oder nach Bedarf in drei Schritten dosiert werden. Sie stabilisiert einseitig vom Außenknöchel mit einer L-Schale und fixierenden Gurten. Zusätzlich ist eine muskelaktivierende Kompressionsbandage integriert. Schale und Gurte können einfach entfernt werden. MalleoLoc L3 passt durch ihre flache Bauart auch in schmal geschnittene Alltagsschuhe und gibt sicheren Halt.

- stabilisiert am Außenknöchel nach Verletzungen und bei Bänderschwäche
- kombiniert Schale, Gurte und Bandage für dosierbare Stabilisierung
- gibt im Schuh sicheren Halt im Alltag
- schmale Passform für Sport- und Businessschuhe/ schmal geschnittene Alltagsschuhe und gibt sicheren Halt.

Anwendung

Konservative Behandlung von chronischen oder akuten Bandinstabilitäten im OSG und USG Prophylaktisch nach erfolgreicher konservativer oder operativer Behandlung zum sportlichen Wiedereinstieg oder bei speziellen Belastungen z. B. Arbeit, Gehen in unebenem Gelände

