



Pflegerollstuhl Sunrise Quickie Iris



Beschreibung

Der Rollstuhl Iris übernimmt das revolutionäre Merkmal – intelligente Rotation innerhalb des Schwerpunktes – des Quickie Iris. Jedoch wurden die Proportionen des Rollstuhles den Bedürfnissen angepasst. Sowohl der Grundrahmen wie auch die Sitzeinheit sind entsprechend redimensioniert sowie die Rohrdurchmesser und Anbauteile angeglichen. Das Ergebnis: eine perfekte Lösung für die Versorgung im Iris-Design. Der Rollstuhl ist für den Transport leicht zu falten. Die Sitzeinheit lässt sich bis 60° auf dem Rahmen kippen, dadurch ist eine Druckentlastung mit maximalem Komfort und einer angenehmen Sitzhaltung garantiert. Bei der individuellen Sitzpositionierung steht der Schwerpunkt des Patienten im Zentrum.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	25.5-45.75
Sitztiefe (von - bis) [cm]	25.5-45.75
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	40.75-61
Sitzhöhe [cm]	33-49
Max. Nutzergewicht [kg]	68
Gewicht [kg]	ab 15

Artikel

Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.

Iris	ab Fr. 5'518
------	--------------

