



Duschhocker XXL mit Arm- und Rückenlehne

MEYRA[®]
Wir bewegen Menschen.

Beschreibung

Das Grundgestell des Duschhockers ist aus pulverbeschichtetem Stahl und die Sitzfläche und die nachrüstbare Rückenlehne aus Aluminium. Die Füße sind für eine bessere Standfestigkeit mit Gummikappen versehen.

Technische Daten

Gesamtbreite [cm]	67
Gesamthöhe [cm]	67
Sitzbreite (von - bis) [cm]	60 x 44
Sitzhöhe [cm]	55
Gewicht [kg]	14.8
Max. Nutzergewicht [kg]	200

Artikel	Gesamtbreite	Gesamthöhe	Sitzbreite (von - bis)	Gewicht	Basispreise inkl. MwSt.	Art. Nr.
Duschhocker XXL mit Armlehne	67	67	60 x 44	14.8	Fr. 645	r4060100 0351

Art.-Code 83018002

