



Elektrorollstuhl Permobil F5 CORPUS

permobil

Langlebig und kraftvoll mit
aufstehhilfe

Beschreibung

Der F5 Corpus ist ein langlebiger, kraftvoller und stabiler Elektrorollstuhl mit Vorderradantrieb, kombiniert mit dem besten auf dem Markt erhältlichen Sitzsystem – dem Corpus-Sitz. Das Sitzsystem wurde entwickelt, um die klinischen, funktionalen und auf den Lebensgewohnheiten beruhenden Bedürfnissen aktiver Benutzer wirkungsvoll zu unterstützen. Bei der Entwicklung des F5-Fahrwerks wurde grosser Wert auf die Feineinstellung der Federung und den Fahrkomfort gelegt. Zusammen mit starken Motoren sorgt dies für eine tolle Leistung und ein stabiles, Vertrauen spendendes Fahrerlebnis. Zum Transport kann der obere Teil der Rückenlehne abgenommen werden, um die Gesamtgrösse des Rollstuhls zu verringern. Die Batterien lassen sich für den Transport im Flugzeug ebenfalls leicht abnehmen.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	42-57
Sitztiefe (von - bis) [cm]	37-57
Sitzhöhe [cm]	45
Gewicht [kg]	186
Max. Nutzergewicht [kg]	150
Geschwindigkeit [km/h]	12
Wendekreis [cm]	152.5
Sitzwinkelverstellung (von-bis)	50°
Rückenwinkelverstellung (von-bis)	180°

Artikel

Basispreise Art. Nr.
inkl. MwSt.

F5 Corpus ab Fr.
21'001.50

BERN 031 388 89 89 WANKDORF 031 332 66 77 BURGDORF 034 420 10 10 THUN 033 222 30 55 INTERLAKEN 033 826 40 48 BIEL 032 624 13 00
LUZERN REHA 041 367 70 17 LUZERN ORTHO 041 429 08 08 ADLISWIL REHA 044 771 29 92 ST. GALLEN 071 222 63 44 ZÜRICH 044 422 46 22
WINTERTHUR 052 209 01 90 SCHAFFHAUSEN 052 625 21 12 BASEL 061 691 62 70 SOLOTHURN 032 624 11 55 HERZOGENBUCHSEE 062 961 91 33



