



## Gehböckli XXL

### Beschreibung

Besonders stabiles und kippssicheres Gehgestell aus Aluminium. Die verstärkte Ausführung erlaubt eine Belastung bis 200 kg.

### Technische Daten

Gesamtbreite [cm]	66.5 x 52.5
Gesamthöhe [cm]	81-99
Gewicht [kg]	3.7
Max. Nutzergewicht [kg]	200

Artikel	Gesamtbreite	Gesamthöhe	Gewicht	Max. Nutzergewicht	Basispreise inkl. MwSt.	Art. Nr.
Gehböckli XXL	66.5 x 52.5	81-99	3.7	200	Fr. 175	83060642

Art.-Code 83060642

