



Greifzangen

Praxisbewährt und wohldurchdacht...

Beschreibung

Ein einfacher Druck genügt. Die helfende Hand ist ein praxisbewährtes, wohldurchdachtes Gerät. Es wird durch Anziehen des Hebels mit dem Zeigefinger bedient, wodurch der zu greifende Gegenstand von der Klaue fest eingeklemmt wird.

Artikel	Grösse	Basispreise inkl. MwSt.	Art. Nr.
Greiflippe 50 cm	50 cm	Fr. 72	r4060100 0631
Greiflippe 75 cm	75 cm	Fr. 76	r4060100 0632
Greiflippe 90 cm	90 cm	Fr. 78	r4060100 0633

