



## Helmet 3D

### Beschreibung

Vorne geöffnete Kopfschale aus 3D Druck zur symmetrischen normalen Entwicklung der Kopfform. Durch die sphärische Schale wird verhindert, dass der Kopf meistens auf der abgeflachten Seite liegt. Das Kind kann den Kopf frei und gleichmässig bewegen. Massnahme erfolgt mittels Oberflächenscan.

### Anwendung

Asymmetrische und symmetrische Kopfdeformitäten bei Neugeborenen wie Plagiocephalien, Brachiocephalien und Turmschädel

