



Jay-3-Rücken

Optimale Unterstützung

Beschreibung

J3-Rückenschale mit abnehmbarem Polster. Erhältlich in verschiedenen Formen und Grössen. Die Passform des J3-Rückens bietet eine optimale Unterstützung und Führung des Rumpfes. Der Rücken ist an alle Rollstühle adaptierbar. Die einzigartige Fixation des Rückens ist höhen-, tiefen- und winkelverstellbar, um die optimale Positionierung zu erreichen. Bei Faltrollstühlen kann man den Rücken für den Transport einfach wegnehmen. Alle Kissen erhältlich in verschiedenen Abmessungen.

Artikel	Basispreise	Art. Nr.
Jay 3 Rücken	inkl. MwSt.	ab Fr. 1'152 JAYJ3

