



Jay Lite

Extremes Leichtgewicht



Beschreibung

Extremes Leichtgewicht, atmungsaktiv, guter Schutz für den aktiven Nutzer. Leichtes, atmungsaktives Druckentlastungs-Sitzkissen für den aktiven Nutzer.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	35-50
Sitztiefe (von - bis) [cm]	35-50
Gesamthöhe [cm]	8
Max. Nutzergewicht [kg]	150
Gewicht [kg]	0.7-1.1

Artikel	Sitzbreite (von - bis)	Sitztiefe (von - bis)	Gesamthöhe	Max. Nutzergewicht	Basispreise inkl. MwSt.	Art. Nr.
Jay Lite	35-50	35-50	8	150	ab Fr. 635.40	JL3535

