



Jay Xtreme Active S

Druck- und Schwerkraftreduktion

Beschreibung

Gute Druck- und Schwerkraftreduktion bei geringer Auflagehöhe. Tiefes Produktgewicht, gute Druckverteilung für aktive Nutzer: Stabilität und Dekubituschutz.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	34-50
Sitztiefe (von - bis) [cm]	34-50
Gesamthöhe [cm]	5-7
Max. Nutzergewicht [kg]	150
Gewicht [kg]	1.4-3.2

Artikel	Sitzbreite (von - bis)	Sitztiefe (von - bis)	Gesamthöhe	Max. Nutzergewicht	Basispreise inkl. MwSt.	Art. Nr.
Jay Xtreme Active S	34-50	34-50	5-7	150	ab Fr. 872.40	JXAC

