



Kindergehstock

Beschreibung

10-fach verstellbarer Kinder-Unterarmgehstock mit einem ergonomisch geformten Handgriff. Reflektor im Griff vorne. Armschale 3-fach verstellbar und die Quetschverschraubung sorgt für mehr Komfort (geräuscharm). Belastbarkeit 100kg. Erhältlich in kindergerechter und bunter Farbgestaltung.

Technische Daten

Artikel	Basispreise	Art. Nr.
Kindergehstocke, Paar	inkl. MwSt.	Fr. 39 903559

Art.-Code 903559

