



# Aktivrollstuhl Otto Bock Zenit

**ottobock.**

Ästhetisches Design und leichte Handhabung

## Beschreibung

Der Zenit ist ein Faltrahmenrollstuhl mit der Optik eines Starrahmenrollstuhls. Dank des patentierten Easy-Go Faltsystem ist das Auseinanderfalten des Zenit mit einem geringen Krafteinsatz möglich. Zusammen mit dem abklappbaren Rücken stellt der Faltmechanismus eine unschlagbare Kombination dar, um eine optimales Packmass zu erhalten.

## Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	32-50
Sitztiefe (von - bis) [cm]	39-55
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	25-50
Sitzhöhe [cm]	36-51
Gewicht [kg]	8
Max. Nutzergewicht [kg]	100/140

## Artikel

## Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.

Aktivrollstuhl Otto Bock Zenit	Fr. 4'094
-----------------------------------	-----------

