



# Pediatric Immobilisierende- Knieschiene

## Beschreibung

Die Schiene ist durch mediale und laterale Stäbe verstärkt und individuell anpassbar. Durch die Aluminiumschienen auf der Rückseite ist das Gelenk ruhiggestellt.

## Anwendung

Findet Anwendung bei postoperativen und traumatische Behandlungen des Kniegelenks.

<b>Artikel</b>	<b>Basispreise Art. Nr.</b> inkl. MwSt.
Knieschiene immobilisierend	Fr. 160 909788

