



Pediatric Patellaluxationbandage

Beschreibung

Die Bandage hat lateral der Patella eine Verstärkung in Form eines Halbkreises, welches die Position der Kniescheibe sichert. Die seitlichen flexiblen Spiralfedern geben zusätzlichen Halt.

Anwendung

Anwendung bei Patellasubluxation, Femoropatellares Schmerzsyndrom oder postoperativ nach Lateral-Release-OP zur Fixierung der Patella

Artikel	Basispreise	Art. Nr.
Kniebandage Palumbo	inkl. MwSt. Fr. 131.80	909785

