



Rollstuhltaschen

The smartest Bags around



KINETIC BALANCE

Beschreibung

Das Taschensystem von Kinetic Balance umfasst einen extra grosser Rucksack, eine Tabletttasche, eine Aktentasche und eine Brieftasche. Der Rucksack wird mittels Laschen am Rückenrahmen des Rollstuhls befestigt oder kann mit den Schultergurten unabhängig vom Rollstuhl als herkömmlicher Rucksack verwendet werden. Die anderen drei Taschen können mittels einem Steckadapter an der gewünschten Position am Rollstuhlrahmen befestigt werden. Mit einem Handgriff können sie entfernt und angebracht werden.

Artikel	Basispreise inkl. MwSt.	Art. Nr.
Aktentasche	Fr. 120	KB20040
Brieftasche	Fr. 120	KB20020
Tabletttasche	Fr. 120	KB20030
Rucksack extra gross	Fr. 180	KB20010

