



## Varilite Evolution

Komfort und Langlebigkeit



### Beschreibung

Sitzkissen Varilite Modell Evolution. Für Rollstuhlfahrer / -innen, mit Dekubitusrisiko. Das Sitzkissen eignet sich für Personen mit motorischen und neurologischen Funktionsstörungen, Multipler-Sklerose, Hemiplegie, zerebralen Lähmungen und traumatischen Gehirnverletzungen.

### Anwendung

Bei motorischen und neurologischen Funktionsstörungen, Multipler-Sklerose, Hemiplegie, zerebralen Lähmungen und traumatischen Gehirnverletzungen.

### Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	30-50
Sitztiefe (von - bis) [cm]	35-50
Gesamthöhe [cm]	7
Max. Nutzergewicht [kg]	147
Gewicht [kg]	geringes Gewicht

Artikel	Sitzbreite (von - bis)	Sitztiefe (von - bis)	Gesamthöhe	Max. Nutzergewicht	Basispreise inkl. MwSt.	Art. Nr.
Evolution	30-50	35-50	7	147	ab Fr. 956	

