



Stabilschuh Ortho Rehab Absolut

Beschreibung

Stabilschuh mit einstellbarem Volumen durch Klettverschluss bis in den Vorfussbereich, Hoher Tragekomfort und schmerzfreie Ruhigstellung bei Erhalt er Mobilität, Spitzfusswinkel individuell mit Fersenkeil einstellbar. Keilhöhen: 15 & 25mm. Versorgungskonzept kann bei ORTHO-TEAM Bern angefordert werden.

Anwendung

Konservative oder postoperative Behandlung der Achillessehnenruptur und von schweren chronischen oder akuten Bandinstabilitäten im OSG und USG. Bei Unterschenkel- und Fussverletzungen

