



Vela Therapiestuhl Tango 500

Der Vela Therapiestuhl Tango 500

Beschreibung

Der Vela Therapiestuhl Tango 500 ist ein moderner Arbeits- und Therapiestuhl, der durch seine verschiedenen Einstellmöglichkeiten in jeder Situation optimal angepasst werden kann. Der gesamte Sitz lässt sich im Winkel verstellen. Die beiden Sitzelemente lassen sich unabhängig voneinander absenken und feststellen, sodass Hüft- und Kniegelenke beim Sitzen angenehm entlastet werden.

Technische Daten

Sitzhöhe

Sitztiefe (von - bis) [cm]	44
Sitzwinkelverstellung (von-bis)	-11°/+14°
Gewicht [kg]	26
Max. Nutzergewicht [kg]	160

Artikel	Sitzhöhe	Sitztiefe (von - bis)	Sitzwinkelverstellung (von-bis)	Gewicht	Basispreise inkl. MwSt.	Art. Nr.
Arbeitsstuhl Vela Tango 510		44		34		
Arbeitsstuhl Vela Tango 500		44			ab Fr. 2'353	

