



# Vela Therapiestuhl Tango 510



Der Vela Therapiestuhl Tango 510

## Beschreibung

Der Vela Therapiestuhl Tango 510 ist ein moderner Arbeits- und Therapiestuhl, der durch seine verschiedenen Einstellmöglichkeiten in jeder Situation optimal angepasst werden kann. Der gesamte Sitz lässt sich im Winkel verstellen. Die beiden Sitzelemente lassen sich unabhängig voneinander absenken und feststellen, sodass Hüft- und Kniegelenke beim Sitzen angenehm entlastet werden.

## Technische Daten

Sitzhöhe

Sitztiefe (von - bis) [cm]	44
Sitzwinkelverstellung (von-bis)	-11°/+14°
Gewicht [kg]	26
Max. Nutzergewicht [kg]	160

Artikel	Sitzhöhe	Sitztiefe (von - bis)	Sitzwinkelverstellung (von-bis)	Gewicht	Basispreise inkl. MwSt.	Art. Nr.
Arbeitsstuhl Vela Tango 510		44		34		

