



Sport-Rollstuhl Meyra Hurricane



Vorsprung durch Präzision

Beschreibung

Der Hurricane Sport-Rollstuhl ist ein Massrollstuhl, jedes Mass wird auf den Zentimeter und oder Grad genau angepasst. Der Hurricane Sport-Rollstuhl bietet somit die individuellste und bedarfsorientierteste Adaption an die Fähigkeit des Nutzers. Es steht eine Basket, Tennis/Tanz und eine Rugbyversion zur Verfügung

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	nach Mass
Sitztiefe (von - bis) [cm]	nach Mass
Sitzhöhe [cm]	bis 53
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	ab 22
Gewicht [kg]	11
Max. Nutzergewicht [kg]	120

Artikel

Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.

Hurricane Sport	ab Fr. 5'865 1.880
-----------------	--------------------

