



nxt Rückenschale



Beschreibung

Das Rückenschalen System NXT von Dynamic Health Care Solution bietet eine Reihe von verschiedenen Modellen mit flachen Auflagen, mit Beckenstützung und Thoraxstützung. Die Rückenauflagen sind so geformt, dass der Nutzer/in vollständig gehalten und gestützt und gleichzeitig der natürliche Bewegungsspielraum erhalten bleibt. Dank der Quick Fit Halterung sind die Rückensysteme in maximal 15 min am Rollstuhl angebracht. So kann die Rückschale Dank der Justiereinheit optimal an die Sitzhaltung des Nutzers angepasst werden. Die Rückenschalen lassen sich innert Sekunden über das Einrastsystem vom Rollstuhl entfernen und wieder anbringen.

