



Ballenrolle

Beschreibung

An den Schuh angepasste Abrollwippe zur Ruhigstellung der Mittel- und Vorfussgelenke sowie Entlastung von OSG. Oft in Kombination mit einer Sohlenversteifung.

Anwendung

Beschwerden in den Vor- und Mittelfussgelenken insb. bei Hallux rigidus, Arthrose, Arthritis und starker Metatarsalgie. Vermeidung von Belastungsspitzen insb. bei Diabetes mellitus und Polyneuropathie.

