



Compressions-Bra 1094



Beschreibung

Die nahtlos geformten Cups sind doppellagig aus weichem, elastischem Baumwollmaterial. Zwischen den Lagen übt eine seitliche Bruststütze eine dosierte Kompression vom seitlichen Unterbrustbereich bis zum Trägeransatz aus. Die Träger sind durch Klettverschluss stufenlos verstellbar. Praktischer Reißverschluss mit darunterliegendem Hakenverschluss. Breiter, elastischer Bund mit Baumwolle zur Haut

Anwendung

Optimale Formstabilisierung und Ruhigstellung der operierten Brust nach allen plastisch- chirurgischen Eingriffen. Unterstützt die Heilungsprozesse durch kontrollierte Kompression im Narbenbereich und entlastet die Lymphabflusswege. Verhindert Druckstellen und Gebeirritationen durch individuelle Passgenauigkeit und Hautfreundlichkeit. Leichte Handhabung für Patienten und betreuendes medizinisches Personal

