



Doff N'Donner



Beschreibung

Das An- & Ausziehen des Kompressionsstrumpfes wird durch die Doff N'Donner Anziehhilfe deutlich vereinfacht. Strumpf über den Cone ziehen, Doff N'Donner über den Strumpf stülpen und damit aufrollen. Dann Strumpf mit Doff N'Donner wieder ans Bein abrollen. Zum Ausziehen den diesen ans Bein über den Strumpf stülpen und der Strumpf damit abrollen. Waschbar, lange Lebensdauer.

Anwendung

An- & Ausziehhilfe für offene & geschlossene Kompressionsstrümpfe.

